

Celsite®



B | BRAUN



B. Braun Medical
204, avenue du Maréchal Juin
BP 331
92107 Boulogne Cedex
FRANCE
Information :
Fax : 33 5 49 52 88 77
www.aesculap-extra.net

X1900-Ed08 (08/2013)

B | BRAUN

ENGLISH P 5-8

FRANÇAIS P 9-12

DEUTSCH P 13-16

ESPAÑOL P 17-20

ITALIANO P 21-24

SVENSKA P 25-28

PORTUGUÊS P 29-32

中文 P 33-36

РУССКИЙ P 37-40

NEDERLANDS P 41-44

NORSK P 45-48

DANSK P 49-52

SUOMI P 53-56

POLSKI P 57-60

ΕΛΛΗΝΙΚΑ P 61-64

TÜRKÇE P 65-68

CESKY JAZYK P 69-72

ภาษาไทย P 73-76

한국어 P 77-80

TIẾNG VIỆT P 81-84

ROMÂNĂ P 85-88

БЪЛГАРСКИ P 89-92

EESTI KEEL P 93-96

MAGYAR P 97-100

LIETUVIŲ KALBA P 101-104

SLOVENSKÝ P 105-108

en: Description of the Device: Celsite® Access Ports are totally implantable access devices. The system consists of an access port, with a silicone septum, which is connected to a catheter. The catheter may be made of Silicone (Si), Polyurethane (PUR) or Polyamide (PA) depending on the reference. Access to the system is via percutaneous injection using a special non-coring needle. Both the port and the catheter are radio-opaque.

MR Information

General Information

According to IEC Standard 60601-2-33(2008), the scanner must be operated in Normal Operating Mode (defined as the mode of operation of the MR system in which none of the outputs have a value that causes physiological stress to the patient):

The whole body averaged specific absorption rate (SAR) must be ≤ 2.0 W/kg

The head SAR must be < 3.2 W/kg

Device Information



MR Conditional

The Celsite® Access Ports was determined to be MR-Conditional according to the terminology specified in the American Society for Testing and Materials (ASTM) International, Designation: F2503-08. Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment.

Non-clinical testing demonstrated that the Celsite® Access Ports is MR Conditional. A patient with this device can be scanned safely, immediately after placement under the following conditions:

Static magnetic field of 3-Tesla and 1.5-Tesla

Maximum spatial gradient magnetic field of 710 Gauss/cm or less

Maximum whole body averaged specific absorption rate (SAR) of 2.9 W/kg for 15 minutes of scanning

MRI-Related Heating

In non-clinical testing, the Celsite® Access Ports produced the maximum temperature rise during MRI performed for 15-min (i.e., per pulse sequence) in 3-Tesla (Excite, Software G3.0-052B, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) MR systems, as:

MRI Condition	MR System Reported, Maximum Whole Body Average SAR (W/kg)	Calorimetry Value (W/kg)	Highest Temperature Change	Time for MRI (per pulse sequence)
3-T / 128-MHz	2.9	2.7	2.2 °C	15 min

Artifact Information

MR image quality may be compromised if the area of interest is in the exact same area or relatively close to the position of the Celsite® Access Ports. Therefore, optimization of MR imaging parameters to compensate for the presence of this device may be necessary.

fr: Description du dispositif : Les chambres implantables Celsite® sont des dispositifs totalement implantables. Ce dispositif est constitué d'une chambre avec un septum en silicone relié à un cathéter. Le cathéter peut être en silicone (Si), en polyuréthane (PUR) ou en polyamide (PA) en fonction de la référence. L'accès au dispositif se fait par injection percutanée à l'aide d'une aiguille atraumatique, spécialement adaptée à la ponction des chambres implantables. La chambre et le cathéter sont radio opaques.

Informations sur IRM

Informations générales

Selon la norme 60601-2-33(2008) de la CEI, l'IRM doit être utilisé en mode de fonctionnement normal (défini comme étant le mode de fonctionnement dans lequel aucun réglage du système n'a de valeur susceptible de provoquer un stress physiologique chez le patient) :

Le taux d'absorption spécifique (TAS) moyen pour tout le corps doit être $\leq 2,0$ W/kg ;

Le TAS pour la tête doit être $< 3,2$ W/kg

Informations sur le dispositif



Compatible sous conditions avec la RM

Les chambres implantables Celsite® ont été définies comme étant compatibles sous conditions avec la RM, selon la terminologie utilisée par la Société américaine des analyses et des matériaux [American Society for Testing and Materials, ASTM], Désignation internationale : F2503-08. Pratiques normalisées pour le marquage des dispositifs médicaux et des autres dispositifs de sécurité dans l'environnement d'un système d'imagerie par résonance magnétique.

Des tests non cliniques ont démontré que les chambres implantables Celsite® étaient compatibles sous conditions avec la RM. Un patient avec ce dispositif peut tout à fait être soumis à une imagerie par résonance magnétique, juste après sa mise en place, en respectant les conditions suivantes :

Champ magnétique statique de 3 Tesla et 1,5 Tesla ;

Gradient spatial maximal du champ magnétique de 710 Gauss/cm ou moins ;

Taux d'absorption spécifique (TAS) moyen maximum pour tout le corps de 2,9 W/kg pendant 15 minutes de procédure d'imagerie.

Production de chaleur liée à l'IRM

Dans les tests non cliniques, les chambres implantables Celsite® ont produit l'augmentation maximale de température au cours d'une IRM de 15 mn (par exemple, en séquence d'impulsions) effectuée dans un système de RM de 3 Tesla (Excite HDx, Software 14X.M5, General Electric Healthcare, Milwaukee, Wisconsin):

Réglages de l'IRM	TAS moyen maximum pour tout le corps du système de RM (W/kg)	Valeur calorimétrique (W/kg)	Changement maximal de température	Durée de l'IRM (par fréquence d'impulsions)
3 T / 128 MHz	2,9	2,7	2,2 °C	15 min

Informations sur les artefacts

La qualité de l'image par résonance magnétique peut être altérée si la zone étudiée se superpose ou est relativement proche du site des chambres implantables Celsite®. Par conséquent, une optimisation des paramètres de l'IRM peut être nécessaire pour compenser la présence de ce dispositif.

de: Beschreibung des Systems: Celsite® Portkatheter-Systeme sind vollständig implantierbar. Das System besteht aus einer Portkanüle mit Silikon-Septum, das mit dem Katheter verbunden ist. Der Katheter kann je nach Referenz aus Silikon (Si), Polyurethan (PUR) oder Polyamid (PA) bestehen. Der Zugang zum System erfolgt mittels einer perkutanen Injektion mit einer speziellen Nadel ohne Stanzeffekt. Der Port und der Katheter sind röntgendurchlässig.

MR Information

Allgemeine Information

Gemäß dem IEC Standard 60601-2-33(2008), muss der Scanner im Betriebsmodus Normal verwendet werden (definiert als der Betriebsmodus des MR-Systems, in dem keiner der Outputs Werte hat, die für den Patienten zu physiologischen Belastungen führen):

Die durchschnittliche spezifische Absorptionsrate (SAR) für den ganzen Körper muss $\leq 2,0$ W/kg sein

Die Kopf-SAR muss $< 3,2$ W/kg sein

Geräteinformation



MR Conditional

Die Celsite® Access Ports sind gemäß der von der "American Society for Testing and Materials International" (ASTM) "MR-Conditional", Bezeichnung: F2503-08. Standardverfahren zur sicheren Kennzeichnung medizinischer Geräte und anderer Gegenstände für Magnetresonanzenumgebungen.

Außerklinische Tests haben gezeigt, dass Celsite® Access Ports "MR Conditional" sind. Patienten mit diesem Gerät können unmittelbar nach der Platzierung sicher gescannt werden, dabei gelten die folgenden Voraussetzungen:

Statisches Magnetfeld von 3-Tesla und 1,5-Tesla

Maximales Magnetfeld mit einem räumlichen Gradienten von 710 Gauss/cm oder weniger

Durchschnittliche spezifische Absorptionsrate (SAR) für den ganzen Körper höchstens 2,9 W/kg für einen Scanvorgang von 15 Minuten


MRI-bedingte Erwärmung

In außerklinischen Tests bewirkten die Celsite® Access Ports während einer 15-minütigen MRI (d.h. pro Pulssequenz) in 3-Tesla (Excite, Software G3.0-052B, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) MR Systemen eine maximale Temperaturerhöhung von:

MRI Bedingung	MR System-Ausgabe, Maximal SAR Ganzkörperdurchschnitt (W/kg)	Kalorimetrie-Wert (W/kg)	Größte Temperaturänderung	Zeit für MRI (pro Pulssequenz)
3-T / 128-MHz	2,9	2,7	2,2 °C	15 min

Produktinformation

Die MR Bildqualität kann beeinträchtigt werden, wenn sich der betroffene Bereich genau an der oder in der Nähe der Position des Celsite® Access Ports befindet. Daher kann eine Optimierung der MR-Bildparameter erforderlich sein, um die Präsenz des Gerätes zu kompensieren.



(1)

fr : Boîtier en époxy ou en polysulfone (PSU)
 de: Gehäuse aus Epoxid oder Polysulphon (PSU)
 es: Cubierta de epoxy o polisulfona (PSU)
 it: Guscio esterno in resina epossidica o polisulfone (PSU)
 sv: Hus av epoxi eller polysulfon (PSU)
 pt: Bolsa de epoxy ou polisulfona (PSU)
 zh: 环氧树脂或聚砜(PSU)外部包装
 ru: Наружная камера порта из эпоксидной смолы или полисульфона (PSU)
 nl: Epoxy- of polysulfoon (PSU) behuizing
 no: Ramme av epoksy eller polysulfon (PSU)
 da: Epoxy- eller polysulfon- (PSU) hus
 fi: Epoksi- tai polysulfoni-kotelo (PSU)
 pl: Obudowa z żywicy epoksydowych lub polisulfonu (PSU)
 el: Περιβλήμα εποξεικής ρητίνης ή πολυσουλφόνης (PSU)
 tr: Epoksi veya Polisülfon (PSU) gövde
 cs: Pouzdro z epoxidu nebo polysulfonu (PSU)
 th: ครอบเอพ็อกซีหรือโพลีซัลโฟน (PSU)
 ko: 에폭시 혹은 폴리설펜 (PSU) 포장
 vi: Vỏ trí Epoxy hoặc Polysulphone (PSU)
 ro: Carcasă din rășină epoxi sau polisulfona (PSU)
 bg: Кожух от епоксидна смола или полисулфон (PSU)
 et: Epoksüvaigust või polüsulfoonist (PSU) korpus
 hu: Epoxi vagy poliszulfon borítás (PSU)
 lt: Epoksidu arba polisulfono (PSU) korpusas
 sk: Puzdro z epoxidu alebo polysulfonu (PSU)

(2)

fr : Septum en silicone
 de: Silikon-Septum
 es: Séptum de sílicona
 it: Setto in silicone
 sv: Silikonmembran
 pt: Septo de silicone
 zh: 硅胶隔膜
 ru: Силиконовая мембрана
 nl: Siliconenseptum
 no: Silikonseptum
 da: Silikoneseptum
 fi: Pistokalvo silikonia
 pl: Silikonowa membrana
 el: Διάφραγμα σιλικόνης
 tr: Silikon Septum
 cs: Silikonové septum
 th: ผนังยางซิลิโคนสำหรับแทงเข็ม
 ko: 실리콘 격막
 vi: Vách ngăn Silicone
 ro: Perete despărțitor din silicon
 bg: Силиконова мембрана
 et: Silikoonist membraan
 hu: Szilikon szeptum
 lt: Silikoninė pertvara
 sk: Silikónové septum

(3)

fr : Cannule de sortie
 de: Auslasskanüle
 es: Cánula de salida
 it: Cannula di uscita
 sv: Utloppsrör
 pt: Extremidade da cânula
 zh: 出口套管
 ru: Выводная канюля
 nl: Uitgangscanule
 no: Utgangs-kanyle
 da: Udgangs-kanyle
 fi: Ulostulokanyyli
 pl: Kaniula wyjściowa
 el: Σωληνίσκος εξόδου
 tr: Çıkış kanülü
 cs: Výstupní kanyla
 th: ท่อต่อระหว่างกระเปาะกับสายสวน
 ko: 삼입관 출구
 vi: Ống dò thoát
 ro: Canulă de ieșire
 bg: Изходна каниюла
 et: Väljaviiv kanüül
 hu: Kivezető kanül
 lt: Išėjimo kaniulė
 sk: Výstupná kanyla

(4)

fr : Cathéter
 de: Katheter
 es: Catéter
 it: Catetere
 sv: Kateter
 pt: Cateter
 zh: 导管
 ru: Катетер
 nl: Katheter
 no: Kateter
 da: Kateter
 fi: Katetri
 pl: Cewnik
 el: Καθετήρας
 tr: Kateter
 cs: Katétra
 th: สายสวน
 ko: 카테터
 vi: Ống thông dỏ
 ro: Cateter
 bg: Катетър
 et: Kateeter
 hu: Katéter
 lt: Kateteris
 sk: Katéter

(5)

fr : Réservoir en titane (sauf Celsite® IMPLANTOFIX)
 de: Titankammer (nicht Celsite® IMPLANTOFIX)
 es: Cámara de titanio (no Celsite® IMPLANTOFIX)
 it: Camera in titanio (non in Celsite® IMPLANTOFIX)
 sv: Titankammare (ej Celsite® IMPLANTOFIX)
 pt: Câmara de titânio (excepto para o porte Celsite® IMPLANTOFIX)
 zh: 钛腔 (Celsite® IMPLANTOFIX 不带钛腔)
 ru: Внутренняя титановая камера (нет в Celsite® IMPLANTOFIX)
 nl: Titaniumkamer (niet bij Celsite® IMPLANTOFIX)
 no: Titaniumkammer (ikke Celsite® IMPLANTOFIX)
 da: Titankammer (ikke Celsite® IMPLANTOFIX)
 fi: Titaanikammio (paitsi Celsite® IMPLANTOFIX)
 pl: Komora tytanowa (nie dotyczy portów Celsite® IMPLANTOFIX)
 el: Κάμαρα τιτανίου (όχι Celsite® IMPLANTOFIX)
 tr: Titanyum hazne (Celsite® IMPLANTOFIX de yok)
 cs: Titanová komůrka (ne Celsite® IMPLANTOFIX)
 th: ครอบเอพ็อกซีไทเทเนียม (ยกเว้นเซลล์ไทด์ รุ่นอิมพลานโตฟิก)
 ko: 티타늄 챔버 (셀사이트® 임플란토픽스 제외)
 vi: Khoang Titanium (không phải Celsite® IMPLANTOFIX)
 ro: Rezervor din titan (cu excepția lui Celsite® IMPLANTOFIX)
 bg: Камера от титан (не при Celsite® IMPLANTOFIX)
 et: Titaanist kamber (mitte Celsite® IMPLANTOFIX)
 hu: Titán kamra (kivéve a Celsite® IMPLANTOFIX)
 lt: Titano kamera (išskyrus Celsite® IMPLANTOFIX)
 sk: Titánová komôrka (nie Celsite® IMPLANTOFIX)

(6)

fr : Bague de connexion avec système antiplicature
 de: Konnektionsring mit Knickschutz
 es: Rosca de conexión con dispositivo anti-acodamiento
 it: Anello di collegamento con dispositivo anti-piegamento
 sv: Kopplingsring med knickskydd
 pt: Anel de conexão com dispositivo antidobra
 zh: 带有反纠结装置的联接环
 ru: Соединительное кольцо с защитным устройством от скручивания
 nl: Aansluitingsring met antikinkvoorziening
 no: Koplingsring med innretning mot knekk
 da: Forbindelsesring med knækkbeskyttelse
 fi: Kiinnitysrengas kinkkauksenestolla
 pl: Pierścień łączący, wyposażony w urządzenie zapobiegające zaginianiu się przewodów
 el: Συνδετικός δακτύλιος με διάταξη κατά της στρωφής
 tr: Anti-kink parçacıklı bağlantı halkası
 cs: Spojovací kroužek zajištěný proti zalomení
 th: วงแหวนสำหรับเชื่อมกับอุปกรณ์เพื่อป้องกันสายสวนหักงอ
 ko: 비틀림 방지 장치를 가진 연결 고리
 vi: Vòng kết nối với thiết bị chống xoắn
 ro: Inel de conectare cu dispozitiv de anti-buclare
 bg: Съединителен пръстен с устройство против прегъване
 et: Ühendusrõngas keerumismvastase seadmega
 hu: Csatlakozó gyűrű csavarodásgátló eszközzel
 lt: Jungiamasis žiedas su apsauginiu (taisu nuo susukimo)
 sk: Spájací krúžok zaistený proti zalomeniu

- (en) Contents: Refer to unit package label for actual content list.
 (fr) Contenu : Se référer à l'étiquette de l'emballage individuel pour la liste du contenu.
 (de) Inhalt: Die Auflistung der Bestandteile entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.
 (es) Contenido: Observar la etiqueta del embalaje de la unidad para consultar la lista de contenidos.
 (it) Contenuto: Fare riferimento all'etichetta sulla confezione dell'unità per l'elenco del contenuto effettivo.
 (sv) Innehåll: Se etikett på enhetens förpackning beträffande aktuellt innehåll.
 (pt) Conteúdo: Consultar o folheto informativo para saber a lista de componentes.
 (zh) 物品目录: 包装内物品清单请参见产品包装上的标注。
 (ru) Комплектация: для полного списка комплектации обратитесь к наклейке на упаковке устройства.
 (nl) Inhoud: Zie het verpakingslabel van de unit voor de inhoudslijst.
 (no) Innhold: Se etiketten på forpakningen for aktuell innholdsliste.
 (da) Indhold: Der henvises til enhedens emballageetiket for liste over det aktuelle indhold.
 (fi) Sisältö: Varmista yksikköpakkauksen nimiöstä pakkauksen sisältö.
 (pl) Zawartość: Faktyczna zawartość podana na opakowaniu.
 (el) Περιεχόμενα: Αναφερθείτε στην επισήμανση της συσκευασίας του προϊόντος για τον ακριβή κατάλογο περιεχομένων.
 (tr) İçerik: İçerdiği maddeler için ambalajın üzerindeki etikete bakınız.
 (cs) Obsah: Aktuální seznam je uveden na obalu.
 (th) ส่วนประกอบใน 1 ชุด ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ตามรายการ ดังนี้
 (ko) 내용물: 실제 내용물 목록은 각 포장 라벨을 참조
 (vi) Nội dung: Tham khảo nhãn bao gói cho danh mục nội dung thực tế.
 (ro) Conținut: Consultați eticheta de pe pachetul dispozitivului pentru a vedea lista conținutului actual.
 (bg) Съдържание: Вижте листовката в опаковката на устройството за списък на действителното съдържание.
 (et) Sisu: Pakendi täpset sisu vaadake komponendi pakendi sildilt.
 (hu) Tartalom: a tényleges tartalomlistáról a csomagolási egység címkéje ad tájékoztatást
 (lt) Turinys: Realaus turinio sąrašas nurodytas gaminio pakuotės etiketėje.
 (sk) Obsah: Aktuálny zoznam je uvedený na obale.



Celsite® Discreet



Celsite® IMPLANTOFIX



Celsite® Concept



Celsite®



Celsite®



Celsite®

- | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| en Access port | sv Injektionsport | no Port | tr Erişim portu | ro Port de acces | sk Vstupný port |
| fr Chambre implantable | pt Porte de acesso | da Adgangsport | cs Vstupní port | bg Порт за достъп | |
| de Port | zh 埋入式输液壶 | fi Implantoitava portti | th อุปกรณ์ช่องนำน้ำเข้ารัง | et Ligipääsuvort | |
| es Reservorio de acceso | ru Порт | pl Port dostrępu | ko 접근 포트 | hu Beültetett port | |
| it Port di accesso | nl Patiënt port | el Κάβα προσβάσεως | vi Cổng truy cập | lt Priėigos portas | |

1 F = 0,33 mm

- en Connection rings (x2)
 fr Bagues de connexion (x2)
 de Konnektionsringe (x2)
 es Dispositivo de seguridad del catéter (x2)
 it Fermi per catetere (x2)
 sv Fixeringsdon till katetern (x2)
 pt Dispositivo de segurança do cateter (x2)
 zh 连接套环 (x2)
 ru Соединительные муфты (2)
 nl Katheter-Koppelstukken (x2)
 no Kateter sikringsutstyr (x2)
 da Kateter-fastgørelsesanordninger (x2)
 fi Kiinnitysrenkaat (x2)
 pl Pierścienie łączące (x2)
 el Συνδετικοί δακτύλιοι (x2)
 tr Bağlantı halkaları (x2)
 cs Kroužky k zajištění katétru (x2)
 th วงแหวนสำหรับครอบอุปกรณ์ (x2)
 ko 연결 고리 (x2)
 vi Các loại vòng nối (x2)
 ro Inele de conectare (2)
 bg Съединителни пръстени
 et Ühendusrõngad (x2)
 hu Csatlakozó gyűrű (x2)
 lt Jungiamieji žiedai
 sk Krúžky na zaistenie katétra (x2)



- en J guide wire
 fr Guide J
 de Seldinger-Draht mit «J»-Spitze
 es Guía en J
 it Guida J
 sv J-ledare
 pt Fio guia J
 zh J头导丝
 ru J-образный проволочный проводник
 nl J-voerdraad
 no J guide wire
 da J fremføringsledning
 fi J ohjainvaijeri
 pl Prowadnica J
 el Συρμάτινος οδηγός J
 tr J kilavuz teli
 cs Vodičí drát J
 th เส้นลวดนำร่อง
 ko J형 유도선
 vi Dây dẫn J
 ro Fir de ghidare J
 bg J-образен гъвкав метален водач
 et J-kujuline juhtetraat
 hu J vezetődrót
 lt J kreipiamoji viela
 sk Vodičiaci drôt J



- en Catheter
 fr Cathéter
 de Katheter
 es Catéter
 it Catetere
 sv Kateter
 pt Cateter
 zh 导管
 ru Катетер
 nl Catheter
 no Kateter
 da Kateter
 fi Katetri
 pl Cewnik
 el Καθετήρας
 tr kateter
 cs Katér
 th สายสวน
 ko 카테터
 vi Ống thông
 ro Coteter
 bg Катетър
 et Kateter
 hu Katéter
 lt Kateteris
 sk Kátéter



- en Syringe
 fr Seringue
 de Spritze
 es Jeringa
 it Siringa
 sv Spruta
 pt Seringa
 zh 注射器
 ru Шприц
 nl Spuit
 no Sprøyte
 da Sprøjte
 fi Ruisku
 pl Strzykawka
 el Σύριγγα
 tr Şiringa
 cs Injekční stříkačka
 th กระบอกฉีดยา
 ko 주사기
 vi Ống tiêm
 ro Seringă
 bg Спринцовка
 et Süstal
 hu Fecskendő
 lt Švirkštas
 sk Injekčná striekačka



- en Thin wall needle 18G/20G
 fr Aiguille à corps fin 18G/20G
 de Dünnwandkanüle 18G/20G
 es Aguja de cuerpo fino 18G/20G
 it Ago a corpo fine 18G/20G
 sv Tunn väggnål 18G/20G
 pt Agulha de parede fina 18G/20G
 zh 18 G/20G 薄壁穿刺针
 ru Тонкостенная игла 18G/20G
 nl Dunne wand naald 18G/20G
 no Tynnvegget nål 18G/20G
 da Tyndvægnsnål 18G/20G
 fi Ohutseinämäinen neula 18G/20G
 pl Igła cienka 18G/20G
 el Βελόνα λεπτή 18G/20G
 tr İnce cidarlı iğne 18G/20G
 cs Tenká žilní jehla 18G/20G
 th เข็มแบบผนังบาง เบอร์ 18G/20G
 ko 벽이 얇은 바늘 18G/20G
 vi Kim tiêm thành mỏng 18G/20G
 ro Ac subțire 18G/20G
 bg Тънкостенна игла 18G/20G
 et Õhukese seinaga nõel (18G/20G)
 hu Vékony falú tű 18G/20G
 lt Plonasienė adata 18G/20G
 sk Tenká žilová ihla 18G/20G



- en Vein lifter
 fr Lève veine
 de Venenheber
 es Elevador de vena
 it Dispositivo per il repertamento del vaso
 sv Venelevator
 pt Elevador da veia
 zh 血管拔
 ru Веноподъемник
 nl Vene teugel
 no Vene løfter
 da Åreløfter
 fi Suonen kohottaja
 pl Podnośnik żyły
 el Φλεβικός αναασπστήρας
 tr Damar kaldıraç
 cs Žilní elevátor
 th ตัวยกหลอดเลือดดำ
 ko 정맥 올림기
 vi Vật nâng tĩnh mạch
 ro Ridicător de venă
 bg Венозен филтър
 et Veenitõstaja
 hu Véna kiemelő
 lt Venos kėliklis
 sk Žilový elevátor

en Winged Surecan®
 fr Surecan® à ailettes
 de Surecan® mit Fixierflügeln
 es Surecan® con alas
 it Surecan® con alette
 sv Surecan® med vingar
 pt Surecan® com asas
 zh 带蝴蝶翼 SURECAN® 无损穿刺针
 ru Игла Surecan® с крыльшками
 nl Surecan® naalden met fixatievleugels
 no Surecan® med vinger
 da Surecan® med vinger
 fi Surecan®-neula siivillä
 pl Surecan® ze skrzydełkami
 el Surecan® με πτερύγια
 tr Kanatlı Surecan®
 cs Surecan® s křídélky
 th เข็มชั่วคราวแบบมีปีก
 ko 날개 장착한 슈어캔®
 vi Kim cánh Surecan®
 ro Surecan® cu aripioare
 bg Surecan® с крилица
 et Nõel Winged Surecan®
 hu Szárnyas Surecan®
 lt Surecan® su sparnelėmis
 sk Surecan® s kridelkami



en Surecan® needle 22G (x2)
 fr Aiguille Surecan® 22G (x2)
 de 22G Surecan®-Portkanüle (x2)
 es Aguja 22G Surecan® (x2)
 it Aghi Surecan® 22G (x2)
 sv Surecan®-nål 22G (x2)
 pt Agulha Surecan® de 22G (x2)
 zh 22G SURECAN® 无损穿刺针 (x2)
 ru Игла Surecan® 22G (2)
 nl 22G Surecan®-naalden (x2)
 no 22G Surecan®-kanyler (x2)
 da 22G Surecan® nåle (x2)
 fi 22G Surecan®-neula (x2)
 pl Igła Surecan® 22G (x2)
 el Βελόνα Surecan® 22G (x2)
 tr 22G Surecan® kanülü (x2)
 cs Jehla 22G Surecan® (x2)
 th เข็มชั่วคราวแบบเบอร์ 22 (x2)
 ko 슈어캔® 바늘 22G (x2)
 vi Kim Surecan® 22G (x2)
 ro Ac Surecan® 22 G (2)
 bg Surecan® игла 22G (x2)
 et Nõel Surecan® (22G) (x2)
 hu Surecan® tű 22G (x2)
 lt Surecan® adata 22G (x2)
 sk Ihla 22G Surecan® (x2)



en Dilator 6F
 fr Dilatateur 6F
 de Dilator 6F
 es Dilatador 6F
 it Dilatore 6F
 sv Dilatorer 6F
 pt Dilatador 6F
 zh 6F 扩张器
 ru Дилататор 6F
 nl Dilator 6F
 no Dilatoren 6F
 da Dilatoren 6F
 fi Laajennin 6F
 pl Rozszerzacz 6F
 el Διαστολέας 6F
 tr Genişletici 6F
 cs Dilátátor 6F
 th ตัวขยายขนาด 6 เฟรมส์
 ko 확장기 6F
 vi Bành giãn làm tương khi quản 6F
 ro Dilator 6f
 bg Дилататор 6F
 et Dilataator 6F
 hu Tágító eszköz 6F
 lt Plėtiklis 6F
 sk Dilátator 6F

en Tunnelling rod
 fr Tunneliseur
 de Tunnelingnadel
 es Tunelizador
 it Tunnelizzatore
 sv Tunneleringsstav
 pt Vareta de tunelização
 zh 隧道针
 ru туннелизатор
 nl Tunnel naald
 no Tunneleringsstav
 da Tunnelstang
 fi Tunnelointineula
 pl Tunelizator
 el Ραβδίο διανοίξεως στήραγας
 tr Kanül işnesi
 cs Sondička
 th เข็มโลหะสำหรับนำสายสวนผ่านเนื้อเยื่อ
 ko 터널링 막대
 vi Thanh ống dẫn
 ro Tij de tunelizare
 bg Образоващ тунел ствол
 et Lābistavarras
 hu Vezető pálcika
 lt Tunelizatorius
 sk Sondička



en Peelable introducer
 fr Introducteur pelable
 de Spittbare Einführhülse
 es Introducitor pelable
 it Introdtuttore peel-away
 sv Delbar introducer
 pt Introdudor descascavel
 zh 可撕裂穿刺鞘
 ru Расщепляемый интродьюсер
 nl Peel-away introducer
 no Splittbar introducer
 da Afskrælningsindfører
 fi Halkaistava sisäänievä
 pl Osłonka rozrywalna
 el Εισαγωγέας με αποσπώμενο περιβλήμα
 tr Ayrılabilir klavuz
 cs Snímatelný zaváděč
 th ปลอกใส่สายขยาย
 ko 펠러블 안내 도관
 vi Vết mang có thể loại bỏ vỏ bọc
 ro Dispozitiv de introducere exfoliant
 et Obelvaac se introdüüser
 hu Széttéphető bevezető kanül
 lt Nuplėšiamas įvediklis
 sk Snímatelný zavádzač



en Splittocan® cannula
 fr Canule Splittocan®
 de Splittocan® Kanüle
 es Cánula Splittocan®
 it Cannula Splittocan®
 sv Splittocan®-kanyl
 pt Cánula Splittocan®
 zh Splittocan® 套管针
 ru Канюля Splittocan®
 nl Splittocan®-canule
 no Splittocan®-kanyle
 da Splittocan® kanyle
 fi Splittocan® kanyyli
 pl Kaniula Splittocan®
 el Κάνουλα Splittocan®
 tr Kanül Splittocan®
 cs Kanyla Splittocan®
 th เข็มสปลิทโตแคน
 ko 스플리토캔® 캐눌러
 vi Ống thông dò Splittocan®
 ro Canulă Splittocan®
 bg Splittocan® кanyюля
 et Kanüül Splittocan®
 hu Splittocan® kanül
 lt Splittocan® kaniulė
 sk Kanyla Splittocan®

en ECG cable
 fr Câble ECG
 de EKG Kabel
 es 1 cable de ECG
 it 1 cavo ECG
 sv EKG Kabel
 pt 1 cabo ECG
 zh 心电图连接导线
 ru Кабель для ЭКГ
 nl ECG kabel
 no EKG-kabel
 da EKG-kabel
 fi EKG-kaapeli
 pl Kabel do EKG
 el Καλώδιο ΗΚΓ
 tr EKG kablosu
 cs 1 EKG kabel
 th สายเคเบิลสำหรับกระตันทัวใจ (ECG)
 ko 심전도 전선
 vi Cáp ECG
 ro Cablu EKG
 bg EKG кабел
 et EKG-kaabel
 hu EKG-kábel
 lt EKG kabelis
 sk EKG kábel



en Introcán® i.v. cannula 20G
 fr Canule Introcán® 20G
 de Introcán®-Kanüle 20G
 es Cánula Introcán® 20G
 it Cannula Introcán® 20G
 sv Introcán®-kanyl 20G
 pt Cánula Introcán® 20G
 zh 20G Introcán® 静脉留置针
 ru Канюля Introcán® 20G
 nl Introcán®-canule 20G
 no Introcán®-kanyle 20G
 da Introcán® kanyle 20G
 fi Introcán®-punktionieula 20G
 pl Kanioła Introcán® 20G
 el Σωληνίσκος Introcán® i.v. 20G
 tr Introcán® damar kanülüsi 20G
 cs Nitrozilní kanyla Introcán® 20G
 th ไวรี้ แคททีเตอร์ เบอร์ 20G
 ko 인트로칸® 정맥주사용 캐눌러 20G
 vi Ống thông dò Introcán® vi dụ ống thông dò loại 20G
 ro Canulă IV Introcán® 20G
 bg Introcán® интравенозна кanyюля 20G
 et I.v. kanüül Introcán® (20G)
 hu Introcán®-kanül 20G
 lt Introcán® i.v. kaniulė 20G
 sk Vnútrožilová kanyla Introcán® 20G



en Catheter with mandrin and Y-connector
 fr Cathéter avec mandrin et connecteur Y
 de Katheter mit Mandrin und Y-Verbinder
 es Catéter con mandril y conector Y
 it Catetere con mandrino e connettore Y
 sv Kateter med införingsanordning och Y-konkektor
 pt Cateter com mandril e conector em Y
 zh 带探针和Y形接头的导管
 ru Катетер с мандреном и Y-коннектором
 nl Katheter met mandrijn en Y-connector
 no Kateter med mandreg og Y-kopling
 da Kateter med dorn og Y-forbindelse
 fi Katetri mandriinilla ja Y-yhdistäjä
 pl Cewnik z mandrynem i złącznikiem Y
 el Καθετήρας με στειλωτό και συνδετήρα σχήματος Y
 tr Delgili kateter ve Y konnektörü
 cs Katetr s mandrinem a konektorem Y
 th สายสวนพร้อมตัวจับแฉกมีตัวเชื่อมต่อ
 ko 맨드린 및 Y형 연결기 있는 카테터
 vi Ống thông có lõi và đầu nối Y
 ro Cateter cu mandrin și conector în Y
 bg Катетър с мандрен и Y-образен съединител
 et Kateeter toestussüdamikuga ja Y-liitmikuga
 hu Katéter mandrinnal és Y-elágazóval
 lt Kateteris su mandrinu ir Y jungtimi
 sk Katéter s mandrijnom a konektorom Y

en Screw connector, connection spanner
 fr Vis de connection, clé
 de Konnektionsring, Schraubenschlüssel
 es Conectores de rosca, llave de enroscado
 it Connettore a vite, chiave per collegamento
 sv Skruvkopplingar, Skruvnyckel
 pt Conectores roscados, Chave de conector
 zh 螺旋式连接器、连接扳手
 ru Соединительный винт, ключ
 nl Schroefkoppelingen, Aandraaisleutel
 no Skrukopling, Koplingslås
 da Strueforbindelser, Tilslutningsnøgle
 fi Katetrinyhdistäjä, Katetrin kiristysväline
 pl łącznik zakrepany, klucz do dokręcania łącznika



el Κοχλιωτός συνδετήρας, κοχλιωτήρας συνδέσεως
 tr Vidalı Konnektörler, konneksiyon spanneri
 cs Sroubovací koncktory, Spojovací klíč
 th สกรู, ประแจไข
 ko 나사형 연결기와 연결 스패너
 vi Đầu nối vít, đai ốc kết nối
 ro Conector filetat, cheie de piulițe
 bg Винтов съединител, гаечен ключ
 et Kruvitav liitmik, liitmiku pinguti
 hu Csavaros csatlakozó, csavarkulcs
 lt Jungiamasis varžtas, raktas
 sk Skrutkovacie konektory, Spájací kľúč

Celsite® ST304



en Access port
 fr Chambre implantable
 de Port
 es Reservorio de acceso
 it Port di accesso
 sv Injektionsport
 pt Porte de acesso
 zh 埋入式输液壶
 ru Порт
 nl Patiënt port
 no Port
 da Adgangsport
 fi Implantoitava portti
 pl Port dożylny, dootrzewnowy
 el Κάψα πρόσβασης
 tr Akses port
 cs Přístupový port
 th อุปกรณ์ฝังติดท่าย
 ko 접근 포트
 vi Ống truy cập
 ro Port de acces
 bg Порт за достъп
 et Ligipääsuport
 hu Beültetett kanül
 lt Prieigos portas
 sk Prístupový port



en Screw connector, connection spanner
 fr Vis de connection, clé
 de Konnektionsring, Schraubenschlüssel
 es Conectores de rosca, llave de enroscado
 it Connettore a vite, chiave per collegamento
 sv Skruvkopplingar, Skruvnyckel
 pt Conectores roscados, Chave de conector
 zh 螺旋式连接器、连接扳手
 ru Соединительный винт, ключ
 nl Schroefkoppelingen, Aandraaisleutel
 no Skrukopling, Kopplingslås
 da Strueferbindelser, Tilslutningsnøgle
 fi Katetrinyhdistäjä, Katetrin kiristysväline
 pl Łącznik zakręcany, klucz do dokręcania łącznika
 el Κοχλιωτός συνδετήρας, κοχλιωτήρας συνδέσεως
 tr Vidali Konnektörler, konneksiyon spanneri
 cs Šroubovací koncktory, Spojovací klíč
 th สกรู, ประแจไข
 ko 나사형 연결기와 연결 스패너
 vi Đầu nối vít, đai ốc kết nối
 ro Conector filetat, cheie de piulițe
 bg Винтов съединител, гаечен ключ
 et Kravitav liitmik, liitmiku pinguti
 hu Csavaros csatlakozó, csavarkulcs
 lt Jungiamasis varžtas, raktas
 sk Skrutkovacie konektory, Spájací kľúč



en Catheter PUR, anti-kink device, catheter coupling device 19/20G
 fr Cathéter PUR, système anti-plicature, système de connexion 19/20G
 de PUR Katheter, Knickschutz, Katheterkupplung 19/20G
 es Catéter de poliuretano, Dispositivo antiacodamiento, Sistema de unión 19/20G
 it Catetere in poliuretano, Dispositivo anti inginocchiamento, Sistema di connessione 19/20G
 sv Kateter av polyuretan, Knickskydd, Kopplingsanordning 19/20G
 pt Cateter de poliuretano, Dispositivo anti-dobra, conectores roscados 19/20G
 zh PUR导管、防扭装置、19/20G 连接器
 ru Полиуретановый катетер, приспособление против перекручивания катетера, Устройство для соединения с катетером 19/20G
 nl Polyurethaan katheter, anti-knikmechanisme, Koppelsysteem voor katheter 19/20G
 no Polyuretan-kateter, anti-knekk-utstyr, Kateterkoplingsystem 19/20G
 da Polyurethankateter, anti-knæk anordninger, Kateter forbindelsessystem 19/20G
 fi Polyuretaanikatetri, kinkkauksen estäjä, katetrinyhdistäjä 19/20G
 pl Cewnik poliuretanowy, przyrząd zapobiegający zalamywaniu się cewnika, łącznik zakręcany 19/20G
 el Καθετήρας PUR, αντιστρεβλωτική συσκευή, Σύστημα σύζευξης 19/20G
 tr Poliüretan kateter, anti-kink aletleri, kateter konnektörleri 19/20G
 cs Katétr z polyuretanu, systém proti zauzlení 19/20G
 th สายสวน โพลียูเทน พร้อม อุปกรณ์ป้องกันสายหักงอ และ อุปกรณ์เชื่อมต่อ ขนาด 19/20
 ko 폴리우레탄 카테터, 비틀림방지 장치
 vi Ống thông PUR, thiết bị chống xoắn, thiết bị nối ống thông 19/20G
 ro Cateter PUR, dispozitiv de anti-buculare, dispozitiv de cuplare la cateter 19/20G
 bg Катетър PUR, устройство против прегъване 19/20G
 et PUR-kateeter, keerdumisvastane seade 19/20G
 hu PUR katéter, csavarodásgátoló eszköz, katétercsatlakoztató eszköz 19/20G
 lt Kateteris PUR, apsauginis įtaisas nuo susisukimo 19/20G
 sk Katéter z polyuretánu, systém proti zauzleniu 19/20G



en Catheter PA, anti-kink device, catheter coupling device 19/20G
 fr Cathéter PA, système anti-plicature, système de connexion 19/20G
 de Polyamid Katheter, Knickschutz, Katheterkupplung 19/20G
 es Catéter de poliamida, Dispositivo antiacodamiento, Sistema de unión 19/20G
 it Catetere in poliamide, Dispositivo anti inginocchiamento, Sistema di connessione 19/20G
 sv Kateter av polyamid, Knickskydd, Kopplingsanordning 19/20G
 pt Cateter de poliamida, Dispositivo antidobra, conectores roscados 19/20G
 zh PA导管、防扭装置、19/20G 连接器
 ru Полиамидный катетер, приспособление против перекручивания катетера, Устройство для соединения с катетером 19/20G
 nl Polyamide katheter, anti-knikmechanisme, Koppelsysteem voor katheter 19/20G
 no Polyamid-kateter, anti-knekk-utstyr, Kateterkoplingsystem 19/20G
 da Polyamidkateter, anti-knæk anordninger, Kateter forbindelsessystem 19/20G
 fi Polyamidikatetri, kinkkauksen estäjä, katetrinyhdistäjä 19/20G
 pl Cewnik poliamidowy, przyrząd zapobiegający zalamywaniu się cewnika, łącznik zakręcany 19/20G
 el Καθετήρας PA, αντιστρεβλωτική συσκευή, Σύστημα σύζευξης 19/20G
 tr Poliamid kateter, anti-kink aletleri, kateter konnektörleri 19/20G
 cs Katétr z polyamidu, systém proti zauzlení 19/20G
 th สายสวนโพลีอไมด์ พร้อม อุปกรณ์ป้องกันสายสวนหักงอ และ อุปกรณ์เชื่อมต่อ ขนาด 19/20
 ko 폴리아미드 카테터, 비틀림방지 장치
 vi Ống thông PA, thiết bị chống xoắn, thiết bị nối ống thông 19/20G
 ro Cateter PA, dispozitiv de anti-buculare, dispozitiv de cuplare la cateter 19/20G
 bg Катетър PA, устройство против прегъване 19/20G
 et PA-kateeter, keerdumisvastane seade 19/20G
 hu PA katéter, csavarodásgátoló eszköz, katétercsatlakoztató eszköz 19/20G
 lt Kateteris PA, apsauginis įtaisas nuo susisukimo 19/20G
 sk Katéter z polyamidu, systém proti zauzleniu 19/20G

en Syringe
fr Seringue
de Spritze
es Jeringa
it Siringa
sv Spruta
pt Seringa
zh 注射器
ru Шприц
nl Spuit
no Sprøyte
da Sprøjte
fi Ruisku
pl Strzykawka
el Σύριγγα
tr Enjektör
cs Stříkačka
th กระบอกฉีดยา
ko 주사기
vi Ống tiêm
ro Seringă
bg Спринцовка
et Süstal
hu Fecskendő
lt Švirkštas
sk Striekačka



en Syringe LOR
fr Seringue LOR
de Spritze LOR
es Jeringa LOR
it Siringa LOR
sv Spruta LOR
pt Seringa LOR
zh LOR 注射器
ru Шприц LOR
nl LOR-Spuit
no LOR-Sprøyte
da Sprøjte LOR
fi Ruisku LOR
pl Strzykawka LOR
el Σύριγγα απώλειας αντιστάσεως
tr Enjektör LOR
cs Stříkačka LOR
th กระบอกฉีดยา แอลโออาร์
ko 긴 개방형 눈금을 가진(LOR) 주사기
vi Ống tiêm LOR
ro Seringă LOR
bg Спринцовка LOR
et LOR-süstal
hu LOR fecskendő
lt Švirkštas LOR
sk Striekačka LOR



en STERICAN® needle 20G 70 mm
fr Aiguille STERICAN® 20G 70 mm
de STERICAN® Portkanüle 20G 70 mm
es Aguja STERICAN® 20G 70 mm
it Ago STERICAN® 20G 70 mm
sv STERICAN®-nål 20G 70 mm
pt Agulha STERICAN® 20G 70 mm
zh 20G 70 mm STERICAN® 无损穿刺针 (x2)
ru Игла STERICAN® 20G 70 mm
nl STERICAN®-naald 20G 70 mm
no STERICAN®-kanyle 20G 70 mm
da STERICAN® nål 20G 70 mm
fi STERICAN®-neula 20G 70 mm
pl Igła STERICAN® 20G 70 mm
el Βελόνα STERICAN® 20G 70 mm
tr STERICAN® kanül 20G 70 mm
cs STERICAN® jehla 20G 70 mm
th เข็ม สเตอริลแคน เบอรั 20 G 70 มม
ko 스테리칸® 바늘 20G 70mm
vi Kim STERICAN® 22G 70mm
ro Ac STERICAN® 20G 70 mm
bg Sterican® игла 20G 70mm
et Nõel STERICAN® (20G, 70 mm)
hu STERICAN® tű 20G 70 mm
lt STERICAN® adata 20G 70 mm
sk STERICAN® ihla 20G 70 mm

en Surecan® needle 22G (x2)
fr Aiguille Surecan® 22G (x2)
de 22G Surecan®-Portkanüle (x2)
es Agujas 22G Surecan® (x2)
it Aghi Surecan® 22G (x2)
sv Surecan®-nålar 22G (x2)
pt Agulha Surecan® de 22G (x2)
zh 22G SURECAN® 无损穿刺针 (x2)
ru Игла Surecan® 22G (2)
nl 22G Surecan®-naalden (x2)
no 22G Surecan®-kanyler (x2)
da 22G Surecan® nåle (x2)
fi 22G Surecan®-neula (x2)
pl Igła Surecan® 22G (x2)
el Βελόνα Surecan® 22G (x2)
tr 22G Surecan® kanül (x2)
cs 22G Surecan® jehly (x2)
th เข็มชาัวร์แคน เบอรั 22G (x2)
ko 슈어캔® 바늘 22G (x2)
vi Kim Surecan® 22G (x2)
ro Ac Surecan® 22G (2)
bg Surecan® игла 22G (x2)
et Nõel Surecan® (22G) (x2)
hu Surecan® tű 22G (x2)
lt Surecan® adata 22G (x2)
sk 22G Surecan® ihly (x2)



en Filter 0,2 µ
fr Filtre 0,2 µ
de Flachfilter 0,2 µ
es Filtro de 0,2 µ
it Filtro da 0,2 µ
sv Bakteriefilter 0,2 µ
pt Filtro de 0,2 µ
zh 0,2µ过滤器
ru 0,2 µ Фильтр
nl 0,2 µ filter
no 0,2 µ filter
da 0,2 µ filter
fi 0,2 µ suodatin
pl Filtr 0,2 µ
el Φίλτρο 0,2 µ
tr 0,2 µ filtre
cs 0,2 µ filtr
th ตัวกรองขนาด 0"2 ไมครอน
ko 여과기 0,2µ
vi Bộ lọc kích thước 0,2 µ
ro Filtru 0,2 µ
bg Филтър 0,2µ
et Filter 0,2 µ
hu 0,2 µ szűrő
lt Filtras 0,2 µ
sk 0,2 µ filter



en Tunnelling rod
fr Tunnelseur
de Tunnelingnadel
es Tunelizador
it Tunnellizzatore
sv Tunnelleringsstav
pt Vareta de tunelização
zh 隧道针
ru туннелизатор
nl Tunnel naald
no Tunneleringsstav
da Tunnelstang
fi Tunnelointineula
pl Tunelizator
el Ραβδίο διανοίξεως σήραγγας
tr Tünel iğnesi
cs Tunelizátor
th แท่งโลหะสำหรับนำสายสวนผ่านหลอดเลือด
ko 터널링 막대
vi Thanh ống dẫn
ro Tijă de tunelizare
bg Образоващ тунел ствол
et Läbitusvarras
hu Vezető pálcika
lt Tunelizatorius
sk Sondička

en Tuohy needle 16/18G
fr Aiguille de Tuohy 16/18G
de Tuohy-Kanüle 16/18G
es Aguja Tuohy 16/18G
it Ago Tuohy 16/18G
sv Tuohy-nål 16/18G
pt Agulha Tuohy 16/18G
zh 16/18 G Tuohy 穿刺针
ru Игла Tuohy 16/18G
nl Tuohy-naald 16/18G
no Tuohy-kanyle 16/18G
da Tuohy nål 16/18G
fi Tuohy-neula 16/18G
pl Igła Tuohy 16/18G
el Βελόνα Tuohy 16/18G
tr Tuohy kanül 16/18G
cs Tuohy jehly 16/18G
vi เข็มเตาไซเบอร์ 16/18 G
ko 투오히(Tuohy) 바늘 16/18G
vi Kim Tuohy 16/18G
ro Ac Tuohy 16/18G
bg Tuohy игла 16 /18G
et Nõel Tuohy (16/18G)
hu Tuohy-tű 16/18G
lt Tuohy adata 16/18G
sk Tuohy ihly 16/18G



en Scalpel E10, E11
fr Scalpel E10, E11
de Einmalskalpel E10, E11
es Bisturi E10, E11
it Bisturi per dissezione E10, E11
sv Skalpell E10, E11
pt Bisturi E10, E11
zh E10、E11号手术刀
ru Скальпель E10, E11
nl Scalpel E10, E11
no Skalpell E10, E11
da Skalpel E10, E11
fi Veitsi E10, E11
pl Skalpel E10, E11
el Χειρουργικά μαχαίριδια μεγέθους E10 και E11
tr Skalpel E10, E11
cs Skalpel E10, E11
th คำนมัตเบอร์ 10, 11
ko 외과용 메스 E10, E11
vi Dao mổ E10, E11
ro Scalpel E10, E11
bg Скалпел E10, E11
et Skalpelli E10, E11
hu E10, E11 szike
lt Skalpelis E10, E11
sk Skalpel E10, E11



en Winged Surecan®
fr Surecan® à ailettes
de Surecan® mit Fixierflügeln
es Surecan® con alas
it Surecan® con alette
sv Surecan® med vingar
pt Surecan® com asas
zh 带蝴蝶翼SURECAN® 无损穿刺针
ru Игла Surecan® с крыльшками
nl Surecan® naalden met fixatievleugels
no Surecan® med vinger
da Surecan® med vinger
fi Surecan®-neula siivillä
pl Surecan® ze skrzydełkami
el Surecan® με πτερυγία
tr Kanatlı Surecan®
cs Surecan® s křídélky
th เข็มชาัวร์แคนแบบมีปีก
ko 날개를 장착한 슈어캔®
vi Kim cánh Surecan®
ro Surecan® cu aripioare
bg Surecan® с крилца
et Nõel Winged Surecan®
hu Szárnyas Surecan®
lt Surecan® su sparnelias
sk Surecan® s křidelkami

INSTRUCTIONS FOR USE
Celsite® ACCESS PORTS
PLEASE READ CAREFULLY
SUMMARY

I	- INDICATIONS	Page 6
II	- CONTRAINDICATIONS	Page 6
III	- POTENTIAL COMPLICATIONS (Immediate and delayed)	Page 6
IV	- WARNINGS	Page 6
V	- SPECIAL ATTENTION	Page 6
	V-1 PATIENT	
	V-2 CATHETER POSITION	
	V-2-1 Venous catheters	
	V-2-2 Percutaneously placed Arterial catheters (Celsite® Interventional with Anthron® catheter)	
	V-3 DRUG INCOMPATIBILITIES	
	V-4 NEEDLES	
	V-4-1 Puncture of the Celsite® Access Port	
	V-4-2 Puncture of the vein	
	V-5 OCCLUSION	
	V-6 INFECTION	
VI	- IMPLANTATION TECHNIQUES	Page 6
	VI-1 CENTRAL VENOUS IMPLANTATION TECHNIQUES	
	VI-1-1 Percutaneous Technique	
	VI-1-2 Surgical Cut-down Technique	
	VI-1-3 References requiring modifications to the above techniques	
	VI-1-3-1 Over-the-Wire Technique	
	VI-1-3-2 Brachial Implantation Technique	
	VI-1-3-3 ECG Technique	
	VI-1-3-4 Braunule Technique	
	VI-1-3-5 Valved Catheter	
	VI-1-3-6 Pre-connected catheter and port	
	VI-2 ARTERIAL IMPLANTATION TECHNIQUES (FOR H.A.I.T.)	
	VI-2-1 Surgical Implantation Technique	
	VI-2-2 Percutaneous Implantation Technique	
	VI-2-2-1 Catheter tip in gastro-duodenal artery	
	VI-2-2-2 Catheter tip in hepatic artery	
	VI-3 PERITONEAL AND PLEURAL IMPLANTATION TECHNIQUES	
	VI-3-1 Peritoneal – Surgical Implantation Technique	
	VI-3-2 Peritoneal – Percutaneous Implantation Technique	
	VI-3-3 Pleural – Percutaneous Implantation Technique	
	VI-4 SPINAL IMPLANTATION TECHNIQUES	
VII	- USE OF THE PORT AND CATHETER	Page 8
	VII-1 VENOUS PORTS	
	VII-2 ARTERIAL PORTS	
VIII	- MAINTENANCE OF THE PORT AND CATHETER	Page 8
	VIII-1 RINSING AND HEPARINISATION	
	VIII-1-1 Venous ports	
	VIII-1-2 Arterial ports	
	VIII-1-3 Epidural or Intra-theal ports	
	VIII-1-4 Peritoneal ports	
	VIII-1-5 Pleural ports	
IX	- DURATION OF IMPLANTATION AND REMOVAL OF THE PORT	Page 8
	IX-1 DURATION OF IMPLANTATION OF THE SYSTEM	
	IX-2 REMOVAL OF THE SYSTEM	
	IX-3 SPECIAL ATTENTION: BABYPORT®, BABYPORT® S, BABYPORT® PC AND SMALL PORTS	
X	- HIGH PRESSURE INJECTION	Page 8

I – INDICATIONS

- Venous Access Ports are intended to be used for repeated intra-venous administration of, for example, chemotherapy, antibiotic and anti-viral drugs, parenteral nutrition, blood sampling or transfusion. Certain Celsite® Access Ports may be used for Contrast Enhanced Computerised Tomography (CECT) using high pressure injection (see 'X – High pressure injection'). For full list of validated references please refer to the tables on pages 109 and 110.
- Arterial Access Ports are intended to be used for intra-arterial administration of chemotherapy.
- Epidural or intra-theat ports are intended to be used for spinal administration of pain relieving drugs.
- Peritoneal ports are intended to be used for intra-peritoneal administration of chemotherapy.
- Peritoneal/Plural ports are intended to be used for intra-peritoneal administration of chemotherapy, hydration, drainage of malignant ascites, or drainage of malignant pleural effusion.

II – CONTRAINDICATIONS

The following are contraindications to port placement:

- Known infection, bacteraemia or septicaemia.
- Known allergy to any of the materials contained in the access port or catheter.
- If the medications to be used in the access port are incompatible with any of the materials contained in the access port or catheter.
- If the patient's anatomy does not allow the insertion of the catheter into the chosen access site or if the patient has had previous radiotherapy in the chosen area.
- Previous venous thrombosis.
- Heparin induced thrombocytopenia (Celsite® Interventional with Anthon® catheter only).

III – POTENTIAL COMPLICATIONS (Immediate and delayed)

Air embolism Angiospasm (arterial) Angitis (arterial) Aneurysm/false aneurysm (arterial) Brachial plexus injury Cardiac arrhythmia, tamponade, perforation Catheter disconnection, rupture or fragmentation Catheter occlusion	Cerebral infarction or thrombosis (arterial) Embolism Explantation of the port secondary to inflammatory reaction Fibrin sheath formation Haematoma Haemothorax Heparin Induced Thrombocytopenia (HIT) Infection/Sepsis	Liver failure (arterial) Pericarditis (arterial) Pneumothorax Port/Catheter migration Thromboembolism/Thrombophlebitis Thrombosis Ulcer related to cytotoxic drugs (arterial)
---	--	---

Before implantation of the access port system these, and other, well documented potential complications should be considered.

IV – WARNINGS

During storage avoid freezing or excessively high temperatures, storage at room temperature is recommended. Anthon® catheters should be protected from light. Celsite® Access Ports are for single use only, do not re-sterilise the product, or any of the components, and destroy after use. The device and its accessories are not re-usable nor designed to be re-used. Any re-use would definitely compromise the performance and safety of the device.

The product is sterilised using Ethylene Oxide and is sterile and non-pyrogenic in unopened, undamaged, individual packages.

Refer to unit package label for actual content list.

Check the expiry date before use and never implant a device past the expiry date.

Do not remove from the unit carton until ready for use and ensure that all handling and use is under strict aseptic conditions.

This product should not be implanted or accessed except by personnel experienced in the technical and clinical aspects of access ports.

Special Warning for Anthon® catheter:

- The Anthon® catheter is made of PUR with a heparin coating.
- The Anthon® catheter should not be used for blood sampling for coagulation studies as the results may be affected by the release, however small, of heparin.
- As for all heparin, regular supervision of platelet levels is required during the use of the catheter due to the risk of heparin induced thrombocytopenia (HIT).

V – SPECIAL ATTENTION

V-1 PATIENT

Ensure that use of the access port is indicated taking into consideration the patients' anatomy, needs and proposed use of the port.

Check the condition of the skin over the proposed implantation and puncture sites.

For venous catheter placement, place the patient slightly inclined head down.

V-2 CATHETER POSITION

To ensure that the system works correctly, there should be no kinking of the catheter.

It is recommended that the catheter is tunnelled sub-cutaneously to the port.

The position of the tip of the catheter may change when the patient moves.

V-2-1 Venous catheters

a) The catheter tip should always be positioned in the Superior Vena Cava at the entrance to the right atrium taking into account possible catheter tip movement (see Fig. 1, page 115). A radiograph should be taken to verify catheter position and exclude haemothorax or pneumothorax.

b) Particular attention should be paid when the catheter is to be implanted via the sub-clavian route. It is recommended that the catheter be inserted outside the costo-clavicular space (see Fig. 2, page 115). Catheter ruptures have been observed with the sub-clavian route, the associated risk of extravasation of the infused drugs and embolisation of the distal extremity may have serious consequences. This is due to rupture of the catheter secondary to the catheter being pinched in the costo-clavicular space (Pinch-Off syndrome). It is necessary to pay particular attention to catheters used for long periods or for ambulatory patients rather than short term catheters. Catheter rupture can occur with silicone and polyurethane catheters.

The following clinical signs may suggest catheter pinching:

- The patient needs to lift the arm to permit infusion.
- Intermittent malfunction of the catheter, such as difficulty with aspiration or infusion.
- Sub-clavicular pain or swelling during infusion.
- Palpitations or chest discomfort may indicate catheter fracture.

Remove any sub-clavian catheter which presents any of the signs of Pinch-Off.

A radiograph with contrast injection may be useful to detect catheter abnormalities at the costo-clavicular level.

V-2-2 Percutaneously placed Arterial catheters (Celsite® InterVenional with Anthon® catheter)

a) It is recommended that the catheter be placed via the femoral artery (see Fig. A, page 114). The entry point into the artery should be below the inguinal ligament. The access port should be positioned on the patient's thigh, medial to the iliac crest, to avoid kinking of the catheter (see Fig. B, page 114). The catheter should not traverse the inguinal ligament sub-cutaneously.

b) If needed, access may be via the axillary (see Fig. B, 2, page 114), acromioclavicular (see Fig. B, 3, page 114) or brachial artery (see Fig. B, 4, page 114). Care should be taken with these routes in patients with diabetes, hyperlipaemia and hyper-tension. The risk of cerebral embolism is higher in these patients.

c) Placement in the sub-clavian artery is not recommended as this may lead to catheter displacement and subsequent fracture, and carries an increased risk of cerebral thrombosis or infarct in case of catheter thrombosis.

V-3 DRUG INCOMPATIBILITIES

Never use incompatible drugs together or in sequence: the port should be rinsed of all residues with 10 mL sodium chloride (NaCl) 0.9% between each medication.

V-4 NEEDLES

V-4-1 Puncture of the Celsite® Access Port

Always use special bevelled needles, such as Surecan®, Winged Surecan® or Cytocan, which are adapted for use with implantable access port systems.

Normal hypodermic needles will damage the septum and may cause leakage of the system or blockage due to small silicone particles.

V-4-2 Puncture of the Vein

Certain references contain a Safety Seldinger needle. The Safety Seldinger needle is designed to reduce the risk of accidental needle stick injury. Care must be taken to avoid needle sticks in accordance with local Infection Control standards (and avoid the risk of exposure to contaminated blood).

Access the vein with the needle in the normal manner. After withdrawal of the Safety Seldinger needle activate the safety clip. To do this grasp the clear clip housing, which houses the metal safety clip, with your free hand. Advance the clear clip housing forward along the Safety Seldinger needle towards the needle level in one continuous motion. Advance the clip housing over the needle level activating the safety mechanism. The clip will remain on the needle level. The clip housing will separate from the needle and dispose. Dispose of the needle and the clear clip housing immediately into sharps container.

Do not attempt to re-insert the needle into the patient or to re-cap the needle with the protective guard.

V-5 OCCLUSION

Always use a syringe equal to or greater than 10 mL volume when rinsing the port to avoid generating excessive pressures in case of occlusion of the system.

In case of obstruction of the system never try to clear the blockage using a fluid under high pressure which carries the risk of catheter fracture and migration. According to validated protocols, and under medical supervision, 2 mL of 70% alcohol may be used to aid the unblocking of silicone catheters when the blockage is due to lipid deposits. The use of alcohol with PUR catheters is not recommended.

According to validated protocols, and under medical supervision, 2 mL of Hydrochloric acid (HCl) 0.1 mol/L may be used to aid the unblocking of both silicone and PUR catheters when the blockage is due to mineral deposits.

V-6 INFECTION

In case of infection, if appropriate treat with antibiotic drugs. If this fails, or is not appropriate, the catheter and port should be removed.

VI – IMPLANTATION TECHNIQUES

General considerations :

- To prevent shearing of the guide-wire never withdraw the J guide-wire through the Seldinger needle.
- Remove the guide-wire and the dilator together. Do not remove the guide-wire through the dilator as this may result in the guide-wire unravelling.
- To prevent shearing of the catheter, never withdraw the epidural/spinal catheters through the Tuohy needle.
- The recommended NaCl 0.9% (with or without heparin according to local protocols) is used to flush, and lock the port and catheter during implantation (see Fig. 3, page 115).
- During implantation ensure that the catheter is not damaged by unguarded forceps, suture needle or other sharp instruments.
- If using the Celsite® Concept ports (with silicone inserts) it is recommended that the suture be placed within the square indicated on the silicone.
- The catheter should be mounted on the exit cannula along its axis (see Fig. 11 a-b-c, page 115) and not across the axis and should be completely mounted on the exit cannula before the connection ring is slid over the catheter.

VI-1 CENTRAL VENOUS IMPLANTATION TECHNIQUES

VI-1-1 Percutaneous Technique

- Insert the Seldinger needle into the chosen vein; verify the position by observing blood reflux (see Fig. 4, page 115).
- Insert the J guide-wire into the vein, when the correct position is reached, withdraw the needle (see Fig. 5, page 115).
- Thread the assembled dilator and peelable sheath over the guide-wire using a twisting motion to pass through the skin planes (see Fig. 6, page 115).
- Remove the dilator and guide-wire from the vein and insert the catheter through the peelable sheath (see Fig. 7, page 115) to the desired position at the junction of the Superior Vena Cava and the right atrium (see Fig. 1, page 115). Check catheter tip position using fluoroscopy.
- Remove the peelable sheath from the vessel by pushing down on the 2 handles of the sheath, then peel the sheath from the catheter ensuring that the catheter is not dislodged from the vessel (see Fig. 8, page 115).
- Prepare the port pocket at the chosen site, the port should lie approximately 1/2 – 1 cm below the skin surface away from the injection site. Cut the luer connector from the catheter and attach to the tunnelling rod (see Fig. 9, page 115).
- Tunnel the catheter from the puncture point to the port pocket (see Fig. 10, page 115); ensure there is no kinking of the catheter. Cut the excess catheter (at right-angles) prior to connecting to the port.
- Catheter port/connection:

– Celsite®, Celsite® Concept, Celsite® Discret:

Slide the connection ring over the catheter, firmly push the catheter onto the exit cannula ensuring the catheter covers the length of the exit cannula, slide the connection ring over the catheter and exit cannula. The connection ring should be in contact with the port (see Fig. 11c, page 115).

– Celsite® IMPLANTOFIX:

Slide the screw connector over the catheter, firmly push the catheter onto the exit cannula ensuring the catheter covers the length of the exit cannula, slide the screw connector over the catheter and exit cannula. The screw connector should be tightened by hand and the spanner used to give the final tightening to the securing device, until an audible click is heard, to ensure correct attachment between the port and catheter.

– Celsite® Interventional with Anthon® catheter:

If necessary, cut the anti-kink portion of the connection ring to the desired length (a minimum of 1.5 cm should remain), then slide the connection ring over the catheter, firmly push the catheter onto the exit cannula ensuring the catheter covers the length of the exit cannula, slide the connection ring over the catheter and exit cannula. The connection ring should touch the port.

j) Confirm catheter connection by gently pulling on the catheter.

k) Insert the port into the port pocket, paying attention not to kink the catheter.

l) Confirm catheter patency (by ensuring that both aspiration and injection are possible), ensure that the skin incision is 1 cm from the injection site.

m) It is possible to fix the access port to the fascia with sutures.

– Celsite® DRAINAPORT:

Both the connection ring and the catheter must be threaded together on the exit cannula to facilitate connection.

VI-1-2 Surgical Cut-down Technique

- The skin is incised and the tissue dissected (see Fig. 12, page 115).
- The selected vessel is identified and tapes passed under it. The vessel is incised with a scalpel or with scissors (see Fig. 13, page 115).
- The previously flushed catheter is inserted into the vessel, using either a small vessel dilator or vein lifter (see Fig. 14, page 115).
- Follow from point e) – l) of the preceding paragraph: 'Percutaneous Technique'.

VI-1-3 References requiring modifications to the above techniques

VI-1-3-1 Over-the Wire Technique

This technique can only be used with the references ST301OTW and Celsite® IMPLANTOFIX references 04438604, 04438647.

Follow steps a) and b) above: 'Percutaneous Technique'.

c) Thread the dilator over the guide-wire using a twisting motion to pass through the skin planes. Remove the dilator (see Fig. 15, page 115).

Flush the catheter with sodium chloride (NaCl) 0.9 %, and pass the catheter over the guide wire to the desired position at the junction of the Superior Vena Cava and the right atrium (see Fig. 1, page 115).

e) Follow from point e) – l) above: 'Percutaneous Technique'.

VI-1-3-2 Brachial Implantation Technique

Brachial ports and catheters can be placed using either the OTW (Over-the Wire), Percutaneous or Surgical Cut-down Technique, (see Fig. E, page 114). Select the appropriate vein on the anterior aspect of the elbow, normally the Basilic or Cephalic vein. Ensure that the access port is not placed over the mid-line of the selected vein. The port and catheter should be positioned above the elbow on the internal surface of the arm.

VI-1-3-3 ECG Technique

This technique can only be used with the ECG references which have specially adapted accessories.

Percutaneous Technique: (see Fig. E, page 114)

- Place ECG pads on the patient's chest.
- Follow steps a) to c) above: "Percutaneous Technique".
- Note: A separate J-guide wire (0.035") is needed for access to the vein.
- Prepare the catheter by inserting the specially marked J-guide wire, which is contained in the kit, into the catheter.
- Remove the J-guide wire from the sheath and insert the catheter and guide-wire into the peelable sheath. The guide-wire should be pulled back into the catheter during placement into the vein.
- When approximately 10-13 cm of the catheter has been placed into the vein the guide-wire should be advanced into the catheter until the mark on the guide wire reaches the level of the luer connector on the catheter.
- When the mark on the guide-wire is at the level of the luer connector the tip of the guide-wire is in the desired position at the tip of the catheter.
- The sterile ECG cable is attached to the guide-wire, connected to the monitor via a universal adapter and switched to internal monitoring mode. The catheter and guide-wire are advanced using the ECG image to monitor progress.
- As the catheter approaches the right atrium the P wave starts to elevate. Maximal P wave height is reached and maintained when the catheter enters into the right atrium. Note that the amplitude of the P wave will decrease if the catheter is advanced down into the inferior vena cava. After identifying the area where the P wave begins to develop its maximal amplitude (which corresponds anatomically to the junction between superior vena cava and the right atrium) advance the catheter a further 2 cm. This is the final position of the catheter tip. As the procedure is performed with the patient in the supine position this catheter position allows for the 2-3 cm cranial movement of the catheter which occurs when the patient is upright.
- Remove the guide-wire while maintaining the catheter in place, flush and clamp the catheter.

Follow from point e) - l) above: "Percutaneous Technique".

A post-operative radiograph should be taken to confirm catheter position and exclude haemothorax or pneumothorax.

Surgical Cut-down Technique: (see Fig. F, page 114)

This technique combines the Surgical Cut-down Technique with the ECG technique described above.

If no ECG change is noted catheter tip position has to be confirmed with fluoroscopy as catheter tip malposition is to be suspected.

The Celsite® Access Port with ECG technique should not be placed if any of the following is applicable to the patient:

- The presence of a cardiac pacemaker.
- Known cardiac abnormalities, or heart rhythm disturbances.
- Access through the Inferior Vena Cava.

With regard to the ECG lead:

Safety regulations according to IEC 601-1 and NF EN 60601-2-25.

Protection against the risks of current leakage:

Only use Class 1 ECG monitor CE marked, with floating input (Type CF).

Connect additional potential equalisation (earth) to the monitor.

Protection against the risks of electrostatic discharge:

- Use only in rooms protected from electrostatic discharge (conductive flooring).
- Theatre shoes should be made of a recommended polymer material.
- Do not allow the J guide-wire to come into contact with external conductive parts.
- Before use, check that all connections are secure.
- Do not autoclave.
- Do not immerse in liquid.
- Repairs must be carried out only by the manufacturer.

VI-1-3-4 Braunule Technique

a) Puncture the vein with the Splittocan® needle percutaneously or through a skin incision.

b) Advance the catheter with the chlorhexidine (CHL) 0.9 %. Remove the stylette from the cannula, and insert the catheter through the cannula to the desired position at the junction of the Superior Vena Cava and the right atrium.

c) Gently withdraw the cannula over the catheter.

d) Follow from point e) - l) above: "Percutaneous Technique".

For the ST301M and ST305M, remove the mandrin from the catheter prior to cutting the Y connector off the catheter.

VI-1-3-5 Valved catheter

Do not place the catheter over the guide-wire, as this may cause damage to the valve.

The catheter must be tunneled from the puncture point to the port pocket; the tunneling rod must not be placed through the valve.

VI-1-3-6 Pre-connected catheter and port

The catheter should be measured and trimmed to the correct length before insertion in the vein.

The catheter must be tunneled from the port pocket to the puncture point.

VI-2 ARTERIAL IMPLANTATION TECHNIQUES (FOR H.A.I.T.)

H.A.I.T. = Hepatic Arterial Infusion Therapy

VI-2-1 Surgical Implantation Technique

- Perform a pre-operative arteriogram.
- Any accessory arteries to adjacent organs must be embolised.
- The catheter is sutured to the chosen artery using the suture beads at the tip of the catheter.
- Perfusion of the organ should be verified after placement of the catheter.
- Tunnel the catheter to the port pocket, the port should lie approximately 1/2 - 1 cm below the skin surface. Flush the port with sodium chloride (NaCl) 0.9 %.

VI-2-2 Percutaneous implantation Technique

Percutaneous placement of an arterial catheter is generally via the femoral artery. Access may also be via the axillary, acromioclavicular or brachial artery, and can be made either percutaneously or by surgical cut-down, depending on physician's choice.

An introducer should not be used during arterial procedures.

System implantation and catheter placement may be accomplished through a variety of techniques and the physician must choose the appropriate method for the patient and the intended result. Wider application, addition or alteration will be based on the experience of the physician. In the following chapter we present two of the most commonly used techniques for hepatic artery infusion.

VI-2-2-1 Catheter tip in gastro-duodenal artery (see Fig. C, page 114)

Note: The port/catheter reference R305-A55T has a side hole in the catheter 19 cm from the catheter tip. As the tip of the catheter will be embolised in place no flow occurs from the catheter tip. The taper of the catheter should be trimmed to the correct length (distal to the side hole) before placement in the gastro-duodenal artery so that the flow of medication is not obstructed and the side hole is in the proper hepatic artery.

A rigid 0.018" angiography guide-wire is required for placement of the tapered Anthon® catheter.

As the catheter is embolised in place, removal of the catheter percutaneously may not be possible.

a) An arteriogram should be performed to confirm the location of the tumour, the anatomy of the blood vessels and blood supply to adjacent organs.

b) Any accessory arteries to adjacent organs which arise distally to the proposed location of the side hole should be embolised.

c) Place an exchange guide-wire (minimum length 2 m, diameter 0.018") through the angiography catheter to the desired position in the gastro-duodenal artery.

d) Remove the angiography catheter and place the Anthon® catheter over the guide-wire (do not use an introducer).

e) Remove the guide-wire.

f) A check arteriogram should be performed to confirm catheter position.

g) The tip of the catheter should be fixed in place using embolisation coils, a gluing agent or other means of immobilising the catheter tip, and of embolising the gastro-duodenal artery. Access should be via a contra-lateral approach or through a micro-catheter which permits embolisation. Flow of medication is via the catheter side-hole.

h) In order to prevent displacement of the catheter tip during movement of the patient allow the catheter to sag or loop in the aorta.

Follow from point e) - l): "Percutaneous Technique".

The access port should be placed in the pelvic area ensuring that there is a solid base behind the port.

The port should not be placed over the abdominal cavity.

VI-2-2-2 Catheter tip in hepatic artery (see Fig. D, page 114)

a) An arteriogram should be performed to confirm the location of the tumour, the anatomy of the blood vessels and blood supply to adjacent organs.

b) Any accessory arteries to adjacent organs which arise distally to the proposed location of the catheter tip should be embolised.

c) Place a guide-wire through the angiography catheter to the desired position in the hepatic artery.

d) Remove the angiography catheter and place the Anthon® catheter over the guide-wire (do not use an introducer).

e) Remove the guide-wire.

f) A check arteriogram should be performed to confirm catheter position, function and adequate perfusion of the liver.

g) Ensure that a sufficient length of catheter is left in the aorta to prevent catheter tip displacement during patient movement.

Follow from point e) - l): "Percutaneous Technique".

The access port should be placed in the pelvic area ensuring that there is a solid base behind the port.

The port should not be placed over the abdominal cavity.

VI-3 PERITONEAL AND PLEURAL IMPLANTATION TECHNIQUES

The catheter and port may be implanted either surgically or percutaneously, and may be used for locoregional chemotherapy or for drainage of symptomatic malignant ascites.

VI-3-1 Peritoneal - Surgical implantation Technique

- During laparotomy the tip of the catheter is placed in the area of interest depending on the indication.
- The catheter may be sutured to the fascia if the cuffed catheter (Drainaport) is used, and then tunneled to the port pocket at the base of the ribs.
- Catheter function and position should be confirmed by flushing the port.
- The catheter is cut to the desired length and attached to the access port, taking care that the skin incision does not lie over the septum and that the catheter is not kinked anywhere along its length.
- Confirm catheter and port function before closing the skin.
- It is possible to fix the access port to the fascia with sutures.

VI-3-2 Peritoneal - Percutaneous implantation Technique

(Implantation accessories are available separately).

a) Identify the desired final position of the catheter tip using ultra-sound guidance.

b) With the 18G needle access the peritoneal cavity sub-cutaneously, taking care not to puncture the intestine. A curved needle may be used to aid entry into the peritoneal space.

c) Pass the 0.035" (0.89mm) guide-wire through the needle into the peritoneal cavity, remove the needle.

d) Pass the 12F dilator over the guide-wire to dilate the catheter route, followed by the 16F peelable sheath. Place the catheter into the desired position in the peritoneal space.

The use of a rigid catheter placed telescopically inside the peritoneal catheter and a super-stiff guidewire may facilitate its placement. Drain any fluid into a sterile bowl.

e) Create a pocket for the access port at the base of the ribs or over the iliac crest. If necessary further tunnel the catheter to the port pocket. It is advisable to have the cuff, if used, in the sub-cutaneous tissue so that tissue in-growth helps maintain catheter position.

f) Trim the catheter to the desired length and attach to the access port, take care that the skin incision does not lie over the septum and that the catheter is not kinked anywhere along its length.

g) Confirm catheter and port function before closing the skin.

h) It is possible to fix the access port to the fascia with sutures.

VI-3-3 Pleural - Percutaneous implantation technique

(Implantation accessories are available separately).

a) Identify the desired puncture point using ultra-sound (US) guidance. If the procedure is performed without US guidance, the puncture point will be marked by aspiration of pleural fluid through the needle used for injecting local anaesthetic.

b) With the 18G needle access the pleural space, taking care not to puncture the lung or liver.

c) Pass the 0.035" (0.89mm) guide-wire through the needle into the pleural cavity, remove the needle.

d) Pass the 12F dilator over the guide-wire to dilate the catheter route, followed by the 16F peelable sheath. Remove the guide-wire and dilator. Place the catheter into the desired position in the pleural space. Drain any fluid into a sterile bowl.

e) Create a subcutaneous pocket for the access port at the base of the ribs. Tunnel the catheter to the port pocket. Place the cuff in the sub-cutaneous tissue so that tissue in-growth helps maintain catheter position.

f) Trim the catheter to the desired length and attach to the access port. Take care that the skin incision does not lie over the septum and that the catheter is not kinked anywhere along its length.

g) Confirm catheter and port function before closing the skin.

h) It is possible to fix the access port to the fascia with sutures.

VI-4 SPINAL IMPLANTATION TECHNIQUES

a) Select the level for introduction of the catheter (L2-L3 or lower), and infiltrate the chosen area with local anaesthetic.

b) Select the position for the port pocket, this should be over a bony structure (the base of the ribs is usually chosen), and infiltrate local anaesthetic.

c) Make a small incision at the chosen entry site and enter the epidural or intra-thecal space using the Tuohy needle.

d) Introduce the catheter into the Tuohy needle using the insertion aid on the catheter, and advance into the chosen position, the catheter is marked at 5 cm intervals to aid placement. It is suggested that a minimum of 5 cm should be placed in the epidural space. The PU catheter should be advanced until the mandrin reaches the end of the needle, the mandrin should then be withdrawn while advancing the catheter into the intra-thecal or epidural space.

e) Remove the Tuohy needle from the puncture site while holding the catheter in a fixed position.

f) To verify the patency of the catheter attach the catheter to the catheter coupling device" (see Fig. 17, page 115). Attempt aspiration and inject 3-5 mL of dilute local anaesthetic for epidural placement. For spinal placement confirm the catheter position by ensuring aspiration of CSF (Cerebro-spinal-fluid) is possible.

g) Prepare the port pocket at the chosen site, the port should lie approximately 1/2 - 1 cm below the skin surface.

h) Thread the anti-kink device onto the catheter and attach the anti-kink device to the fascia with a suture.

i) Attach the catheter to the tunnelling rod, the route of the tunnelling rod may be anaesthetised with local anaesthetic prior to tunnelling. The catheter is then tunneled to the port pocket. It may be necessary to do this in two or more steps.

j) Cut the catheter, at right-angles, to the desired length allowing sufficient length for patient movement.

k) Slide the connection ring over the catheter; push the catheter onto the exit cannula of the chamber.

The connection ring should be tightened by hand and the spanner used to give the final tightening to the securement device.

l) The assembled port and catheter should again be checked for patency.

m) The chamber may then be sutured into the port pocket, taking care that the skin incision is not at the injection site.

* Attention: confirm that the catheter is pushed to the end of the catheter coupling device before closing to ensure correct function (see Fig. 17, page 115).

VII – USE OF THE PORT AND CATHETER

VII-1 VENOUS PORTS

Always verify that the port and catheter are functional by aspirating 2 mL of blood into a syringe and injecting 5 mL of sodium chloride (NaCl) 0.9% before attempting to start an infusion.

If aspiration of blood is not possible, attempt to slowly inject 2 mL of sodium chloride (NaCl) 0.9% into the port. If resistance to injection is noted, or if swelling occurs around the port or along the catheter, device malfunction should be suspected. In this case, device integrity should be verified using X-ray and contrast media studies.

During treatment, the infusion should be stopped immediately if any pain or swelling is noted or if blood return is absent.

If resistance to injection is noted, or if swelling occurs around the port or along the catheter, device malfunction should be suspected.

VII-2 ARTERIAL PORTS

Before attempting to start an infusion, verify that the port and catheter are functional. Using a syringe containing sodium chloride (NaCl) 0.9 %, attempt to inject into the port. Current practice is not to verify function by aspiration of blood into the syringe.

If resistance to injection is noted, or if swelling occurs around the port or along the catheter, device malfunction should be suspected.

VIII – MAINTENANCE OF THE PORT AND CATHETER

General recommendations:

- If heparinised sodium chloride (NaCl) 0.9% is used the system should be rinsed first with sodium chloride (NaCl) 0.9% alone, as some drugs may react with heparin and result in blockage of the port/catheter due to the formation of precipitates.

- Always rinse the system between administration of different drugs. Special care should be taken with drugs which have a higher risk of precipitation, with anti-coagulation agents, after blood sampling or after transfusion to reduce the risk of catheter occlusion.

- Failure to maintain the system may result in occlusion of the catheter.

VIII-1 RINSING AND HEPARINISATION

VIII-1-1 Venous ports

Rinsing of the access port is essential.

Rinse the port with 10 mL of sodium chloride (NaCl) 0.9% after each use and every 4 weeks when no treatment is being given.

If resistance to injection is noted, or if swelling occurs around the port or along the catheter, device malfunction should be suspected.

VIII-1-2 Arterial ports

Arterial ports and catheters should be rinsed with 10 mL of sodium chloride (NaCl) 0.9% followed by heparinised sodium chloride (NaCl) 0.9% after each treatment and regularly, according to clinical needs (eg every 4 weeks) when no treatment is being given.

If resistance to injection is noted, or if swelling occurs around the port or along the catheter, device malfunction should be suspected.

VIII-1-3 Epidural or Intra-thecal ports

Sodium chloride (NaCl) 0.9%, 0,5 mL may be used to flush the system after use. Heparin should not be used in an epidural or spinal port.

If resistance to injection is noted, or if swelling occurs around the port or along the catheter, device malfunction should be suspected.

VIII-1-4 Peritoneal ports

Peritoneal ports may be rinsed with 20 mL sodium chloride (NaCl) 0.9% after each treatment.

If resistance to injection is noted, or if swelling occurs around the port or along the catheter, device malfunction should be suspected.

VIII-1-5 Pleural ports

Pleural ports should be rinsed with 20 mL of heparinised sodium chloride (NaCl) 0.9%, initially this should occur weekly. The interval between rinsing may be extended according to clinical needs.

If resistance to injection is noted, or if swelling occurs around the port or along the catheter, device malfunction should be suspected.

IX – DURATION OF IMPLANTATION AND REMOVAL OF THE PORT

IX-1 DURATION OF IMPLANTATION OF THE SYSTEM

The port and catheter system should be removed at the end of treatment.

The duration of the system is mostly dependant on the catheter. Fracture is the most common complication of ageing. Risk of fracture may increase over time depending on the material of the catheter, the pathway, and the entry point of the catheter into the vessel.

IX-2 REMOVAL OF THE SYSTEM

When removing the system, care must be taken not to fracture the catheter. If the catheter is sutured into the vessel, the sutures should first be removed. Control the catheter while removing the system from the port pocket. Be vigilant if there is excessive resistance to the removal of the catheter. Catheters may become encapsulated and attached to the vein wall. Should this occur and it is not possible to remove the catheter without risking catheter fracture, or if the catheter is fractured, the advice of an Interventional Radiologist, Surgeon or other Physician with endo-luminal experience should be sought.

Arterial catheters - If the catheter has been immobilised in an artery, using either coils or gluing techniques, removal of the catheter may not be possible. Attempts at removal may result in fracture of the catheter within the artery and/or vessel injury.

IX-3 SPECIAL ATTENTION: BABYPORT®, BABYPORT® S, BABYPORT® PC AND SMALL PORTS

Following implantation of a port in a child particular attention should be given to the position of the catheter tip. Over time, as the child grows, the position of the catheter tip will change and move higher in the Superior Vena Cava. As for any catheter, a high tip position in the SVC predisposes the catheter to fibrin sheath formation and other mechanical difficulties.

The position of the catheter tip should be checked radiographically a minimum of every 12 months or more frequently if the child is growing quickly. The system should be changed when the tip reaches the level of T4.

X – HIGH PRESSURE INJECTION

SPECIAL ATTENTION

- Always verify that the CelSite® reference implanted is included in the table on page 109 and 110, only these references may be used for high flow rate/high pressure injection.

- Always verify that the port and catheter are functional by aspirating 2 mL of blood into a syringe and injecting 5 mL of sodium chloride (NaCl) 0.9% into the port/catheter before attempting to start an infusion of medication.

- Do not exceed the recommended pressure (325 psi- 22.4 bars) and flow rate as Access Port system failure may occur.

- Contrast media should be warmed to 37°C (98.6°F) before use. According to drug manufacturers recommendations. Failure to follow this recommendation will result in up to 50% lower flow rates and/or Access Port or injection system failure.

- Use only Winged Surecan® (without Y-site) or Angled Surecan® needles.

- Do not use needles which may not withstand high pressure.

- Use only 20G or 22G needles for Babyport® and Brachial ports. Use of 19G needles may lead to leakage of contrast media.

- Ensure that the needle is correctly placed in the port, securely taped to the skin and covered with an adhesive dressing before commencing high pressure injection.

- Catheter lengths more than 20 cm will result in reduction in flow rates.

- Depending on the technical characteristics of the injector system, the target flow rate might not be attained.

- The Access Port system should be flushed with 10 mL of sodium chloride (NaCl) 0.9% before, and after, using the port for CECT, followed by usual rinsing procedures.

		en: Recommended maximum flow rates (mL/s) ⁽¹⁾						Recommended maximum pressure setting (CT function) ⁽⁸⁾
		Contrast media at 37°C (98,6°F) ⁽³⁾						
		Viscosity 5,8 mPa.s (cP)** ⁽⁴⁾			Viscosity 11,4 mPa.s (cP)** ⁽⁵⁾			
		Winged / Angled Surecan® needle ⁽⁷⁾			Winged / Angled Surecan® needle ⁽⁷⁾			
		22G	20G	19G	22G	20G	19G	
	Babyport® - Babyport® PC (1,5 x 0,8 mm)	2	4		1	3		325 psi
	Brachial (1,6 x 1,1 mm)	2	4		1	3		
	Brachial L - Brachial R (1,6 x 1,1 mm)	2	4		1	3		
	Babyport® S (2,0 x 1,2 mm)	2	4		2	4		
Double port ⁽⁹⁾	ST405L (3,2 x 1,2 mm)	2	5	6	2	4	6	
Small Size Port ⁽¹⁰⁾	STL205P - STR205P (2,1 x 1,4 mm)	2	4	6	2	3	5	
	ST305P (2,1 x 1,4 mm)	2	4	6	2	3	4	
	ST305C - CR305-A5 (1,7 x 1,1 mm)	2	4	5	1	3	4	
	CR305-A6 (2,0 x 1,2 mm)	2	4	7	2	3	4	
	T/ST305 - T/ST205 - ST505 ST315 - ST215 - ST205F ECG (2,2 x 1 mm)	2	4	5	2	3	4	
	STL205F - STR205 F (2,2 x 1 mm)	2	4	5	2	3	4	
	ST305L - ST505L - ST205ECG - ST315L (2,8 x 1,1 mm)	2	4	5	2	3	5	
	ST305M (2,0 x 1,2 mm)	2	4	6	2	3	4	
	ST305H - ST505H (2,8 x 1,6 mm)	2	5	7	2	4	6	
Double port ⁽⁹⁾	ST401L (3,2 x 1,2 mm)	2	5	7	2	4	6	
Standard Size Port ⁽¹¹⁾	ST301M (2,0 x 1,2 mm)	2	5	8	2	4	5	
	ST301C - ST501C - ST201C - ST301OTW CR301-A5 (1,7 x 1,1 mm)	2	5	6	2	4	5	
	CR301-A6 (2,0 x 1,2 mm)	2	5	6	2	4	6	
	T/ST301F - ST311F T/ST201F - T/ST501F - ST201F ECG (2,2 x 1 mm)	2	5	6	2	4	6	
	T/ST301P - ST201P (2,1 x 1,4 mm)	2	5	6	2	4	6	
	T/ST301 - ST311 T/ST201 - T/ST501 - ST201ECG (2,8 x 1,1 mm)	2	5	6	2	4	6	
	STL201L - STR201L (2,8 x 1,1 mm)	2	5	6	2	4	6	
	ST201H - T/ST301H - ST311H - ST501H (2,8 x 1,6 mm)	2	5	7	2	5	7	
	STL201H - STR201H (2,8 x 1,6 mm)	2	5	7	2	5	7	
	ST301G - ST201G - ST501G (3,2 x 1,6 mm)	2	5	8	2	5	7	

* With a catheter of 20 cm⁽²⁾

** Or any contrast media with a similar viscosity at 37°C⁽⁶⁾

en: FOR COUNTRY UNDER CE MARK ONLY / fr: POUR LES PAYS SOUS MARQUAGE CE UNIQUEMENT / de: NUR FÜR LÄNDER MIT GÜLTIGKEIT DES CE ZEICHENS / es: SÓLO APLICABLE A LOS PAÍSES BAJO LA MARCA CE / it: SOLO PER PAESI IN CUI È NECESSARIO IL MARCHIO CE / sv: ENDAST FÖR LÄNDER MED CE-MÄRKNING / pt: APENAS PARA PAÍSES SUJEITOS A MARCA CE / zh: 仅限CE标志适用国家 / ru: ТОЛЬКО ДЛЯ СТРАН ПОД МАРКОЙ CE / nl: VOOR LANDEN MET CE-MARKERING / no: KUN FOR LAND MED CE MERKING / da: KUN FOR CE MÆRKEDE LANDE / fi: MAAT JOILLA ON CE-MERKINTÄ / pl: WYŁĄCZNIE DLA KRAJÓW UŻYWAJĄCYCH OZNACZENIE CE / el: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE / tr: SADECE CE BELGESİNİN GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER İÇİN / cs: POUZE PRO ZEMĚ S OZNAČENÍM CE / ko: 유럽연합 통합규격마크 인증 받은 나라만 해당 / vi: CHỈ ÁP DỤNG CHO NHỮNG NƯỚC ĐẠT CHỨNG NHẬN EC / ro: DOAR PENTRU ȚĂRILE CU MARCAJ CE / bg: ЗА ДЪРЖАВИ, ПРИЛАГАЩИ СЕ МАРКИРОВКА / et: CE MÄRK-GISTUS / hu: ORSZÁG SZERINTI CE ENGEDÉLY / lt: CE ŠALIMS / sk: IBA PRE KRAJINU S OZNAČENÍM CE

		Recommended maximum flow rates (mL/s) ⁽¹⁾						Recommended maximum pressure setting (CT function) ⁽⁸⁾
		Contrast media at 37°C (98,6°F) ⁽³⁾						
		Viscosity 5.8 mPa.s (cP)** ⁽⁴⁾			Viscosity 11.4 mPa.s (cP)** ⁽⁵⁾			
		Surecan® Safety II			Surecan® Safety II			325 psi
		22G	20G	19G	22G	20G	19G	
Double port ⁽⁹⁾	Babyport® - Babyport®PC (1,5 x 0,8mm)	2	4	-	1	3	-	325 psi
	Brachial (1,6 x 1,1mm)	2	5	-	1	4	-	
	Brachial L - Brachial R (1,6 x 1,1mm)	2	5	-	1	4	-	
	Babyport® S (2,0 x 1,2mm)	2	5	-	1	4	-	
	ST405L (3,2 x 1,2mm)	2	5	8	1	4	6	
	STL205P - STR205P (2,1 x 1,4mm)	2	5	8	1	4	5	
	ST305P (2,1 x 1,4mm)	2	5	8	1	4	5	
	ST305C - CR305-A5 (1,7 x 1,1mm)	2	5	7	1	3	5	
	CR305-A6 (2,0 x 1,2 mm)	2	5	7	1	3	5	
T/ST305 - T/ST205 - ST505 ST315 - ST215 - ST205F ECG (2,2 x 1mm)	2	5	8	1	4	6		
STL205F - STR205F (2,2 x 1mm)	2	5	8	1	4	6		
ST305L - ST505L - ST205ECG - ST315L (2,8 x 1,1mm)	2	5	8	1	3	6		
ST305M (2,0x 1,2mm)	2	5	8	1	3	6		
ST305H - ST505H (2,8 x 1,6mm)	2	6	9	1	4	6		
ST401L (3,2 x 1,2mm)	2	5	8	1	4	6		
Standard Size port ⁽¹¹⁾	ST301M (2,0 x 1,2mm)	2	6	7	1	4	6	
	ST301C - ST501C - ST201C - ST301OTW CR301-A5 (1,7 x 1,1mm)	2	5	6	1	3	5	
	CR301-A6 (2,0 x 1,2 mm)	2	5	6	1	3	5	
	T/ST301F - ST311F T/ST201F - T/ST501F - ST201F ECG (2,2 x 1mm)	2	6	7	1	4	5	
	T/ST301P - ST201P (2,1 x 1,4mm)	2	5	7	1	4	6	
	T/ST301 - ST311 T/ST201 - T/ST501 - ST201ECG (2,8 x 1,1mm)	2	6	7	1	4	6	
	STL201L - STR201L (2,8 x 1,1mm)	2	6	7	1	4	6	
	ST201H - T/ST301H - ST311H - ST501H (2,8 x 1,6mm)	2	6	8	1	4	7	
	STL201H - STR201H (2,8 x 1,6mm)	2	6	8	1	4	7	
ST301G - ST201G - ST501G (3,2 x 1,6mm)	2	6	9	1	4	6		

⁽¹⁾With a catheter of 20 cm⁽²⁾

⁽²⁾Or any contrast media with a similar viscosity at 37°C⁽⁸⁾

en: Translations : see page 111 / fr: Traductions : Voir page 111 / de: siehe Seite 111 / es: Traducción: ver página 111 / it: Traduzioni: vedere a pagina 111 / sv: Översättningar: Se sidan 111 / pt: Traduções: consulte a página 111 / zh: 翻译: 请参阅第 111 页 / ru: Перевод: см. на стр.111 / nl: Vertalingen: zie pagina 111 / no: Oversettelser: se side 111 / da: Oversættelse: se side 111 / fi: Käännös: katso sivu 111 / pl: Tłumaczenia: patrz strona 111 / el: Μεταφράσεις: Βλέπε σελίδα 111 / tr: Çeviriler : Sayfa 111'e bakınız / cs: Překlady: viz str. 111 / ko: 번역: 111쪽 / vi: Phần dịch: xem trang 111 / ro: Pentru traducere consultați pagina 111 / bg: Превод: моля виж стр. 111 / et: Tõlked : vt. Lk. 111 / hu: fordítás: lásd a 111. oldalon / lt: vertimų žiūrėkite psl. Nr.111 / sk: Preklady: viď str. 111.

NEW

Celsite® ST205L / ST205P / ST205H CT Marking of Epoxy Access Ports

Special Attention: FOR COUNTRY UNDER CE MARK ONLY

The following venous Access Ports are marked with "CT" to indicate compatibility with power injection. This marking is visible on X-ray.

All characteristics of these devices are summarized below :

Reference	Port/catheter material	Dead volume of port	Dead volume of catheter/cm	Implantation route	Possible implantation techniques
ST205L	Epoxy Resin / Silicone	0.25 ml	0.02 ml	Venous	Surgical, Seldinger
ST205P	Epoxy Resin / PUR	0.25 ml	0.015 ml	Venous	Surgical, Seldinger
ST205H	Epoxy Resin / PUR	0.25 ml	0.02 ml	Venous	Surgical, Seldinger

		Recommended maximum flow rates (mL/s)*											
		Contrast media at 37°C (98,6°F)											
		Viscosity 5.8 mPa.s (cP)**			Viscosity 11.4 mPa.s (cP)**			Viscosity 5.8 mPa.s (cP)**			Viscosity 11.4 mPa.s (cP)**		
		Surecan® Safety II			Surecan® Safety II			Winged/Angled Surecan			Winged/Angled Surecan		
		22G	20G	19G	22G	20G	19G	22G	20G	19G	22G	20G	19G
Small Size port (10)	ST205P (2,1 x 1,4mm)	2	5	8	1	4	5	2	4	8	2	3	4
	ST205L (2,8 x 1,1mm)	2	5	8	1	3	6	2	4	5	2	3	5
	ST205H (2,8 x 1,6mm)	2	6	9	1	4	6	2	5	7	2	4	6
*With a catheter of 20 cm (2)													
**Or any contrast media with a similar viscosity at 37°C (6)													

en: Translations: see page 111-112-113. NEW. All characteristics of these devices are summarized below.
 fr: Traductions : voir page 111-112-113. NOUVEAU. Toutes les caractéristiques de ces dispositifs sont résumées ci-dessous.
 de: siehe : seite 111-112-113. NEU. Alle Eigenschaften dieser Produkte sind untenstehend zusammengefasst.
 es: Traducción: ver página 111-112-113. NUEVO. Todas las características de este dispositivo están resumidas a continuación.
 it: Traduzioni: vedere a pagina 111-112-113. NUOVO. Tutte le caratteristiche di questi dispositivi sono riassunte di seguito.
 sv: Översättningar: Se sidan 111-112-113. Ny. Alla egenskaper hos dessa produkter sammanfattas nedan.
 pt: Traduções: consulte a página 111-112-113. NOVO. Todas as características dos dispositivos são sumarizadas nos quadros seguintes.
 nl: Vertalingen: zie pagina 111-112-113. NIEUW. Alle eigenschappen van deze producten zijn hieronder opgesomd.
 no: Oversettelser: se side 111-112-113. NYTT. Alle egenskaper til disse produktene er listet nedenfor.
 da: Oversættelse: se side 111-112-113. NYHED. Alle egenskaber for disse produkter er opsummeret hereunder.
 fi: Käännös : katso sivu 111-112-113. UUTUUS. Yhteenveto näiden laitteiden ominaisuuksista löytyy alla.
 pl: Tłumaczenia: patrz strona 111-112-113. NOWOŚĆ. Pełna charakterystyka tych urządzeń w podsumowaniu poniżej.
 el: Μεταφράσεις: Βλέπε σελίδα 111-112-113. ΝΕΟ. Όλα τα χαρακτηριστικά των συσκευών αυτών συνοψίζονται παρακάτω.
 tr: Çeviriler : Sayfa 111-112-113'e bakınız. YENİ. Bu ürün ile ilgili tüm özellikler aşağıda özetlenmiştir.
 cs: Překlady: viz str. 111-112-113. NOVÉ. Všechny vlastnosti těchto zdravotnických prostředků jsou uvedeny níže.
 ro: Pentru traducere: consultați pagina 111-112-113. NOU. Toate caracteristicile acestui dispozitiv sunt descrise mai jos.
 bg: Превод: моля виж стр. 111-112-113. НОВО. Всички характеристики на тези изделия са обобщени по-долу
 et: Tõlked : vt. lk. 111-112-113. UUS. Seadmete kõik omadused kokkuvõtvalt allpool.
 hu: fordítás: lásd a 111-112-113 oldalon. Új. A termékek jellemzőinek összefoglalása.
 lt: vertimų žiūrėkite psl. Nr. 111-112-113. Naujiena. Žemiau yra apibendrinami visų šių prietaisų požymiai.
 sk: Preklady: viď str. 111-112-113. NOVÉ. Všetky vlastnosti týchto zdravotníckych prostriedkov sú uvedené dole.

NEW

Celsite® BT301P / BT305P

en: Special Attention: FOR COUNTRY UNDER CE MARK ONLY / fr : Attention spéciale : POUR LES PAYS SOUS MARQUAGE CE UNIQUEMENT / de: Besondere Aufmerksamkeit: NUR FÜR LÄNDER MIT GÜLTIGKEIT DES CE ZEICHENS / es: Atención especial: SOLO APLICABLE A LOS PAISES BAJO LA MARCA CE / it: Prestare particolare attenzione: SOLO PER PAESI IN CUI E' NECESSARIO IL MARCHIO CE / sv: OBSERVERA! ENDAST FÖR LÄNDER MED CE-MÄRKNING / pt: Nota especial: APENAS PARA PAISES SUJEITOS A MARCA CE / zh: 特殊申明: 仅限CE标志适用国家 / ru: Особое внимание. Только для стран под маркой CE / nl: Let op! VOOR LANDEEN MET CE-MARKERING / no: OBS: KUN FOR LAND MED CE MERKING / da: Vær opmærksom på: KUN FOR CE MÆRKEDE LANDE / fi: Erityistä huomioitavaa: MAAT JOILLA ON CE-MERKINTÄ / pl: Ważna uwaga: WYŁĄCZNIE DLA KRAJÓW UŻYWAJĄCYCH OZNACZENIE CE / el: Ειδική Προσοχή: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE / tr: Özel Dikkat: SADECE CE BELGESİNİN GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER İÇİN / es: Zvláštní upozornění: POUZE PRO ZEMĚ S OZNAČENÍM CE / ko: 유의사항: 유럽연합 통합규격마크 인증 받은 나라만 해당 / vi: Lưu ý đặc biệt: CHỈ ÁP DỤNG CHO NHỮNG NƯỚC ĐẠT CHỨNG NHẬN EC / ro: Atenționare specială: DOAR PENTRU ȚĂRILE CU MARCAJ CE / bg: Моля обърнете внимание: ЗА ДЪРЖАВИ, ПРИЛАГАЩИ СЕ МАРКИРОВКА / et: Tähelepanu: CE MÄRGISTUS / hu: Speciális figyelemzet: ORSZÁG SZERINTI CE ENGEDÉLY / It: Ypatingas dėmesys: CE ŠALIMS / sk: Zvláštnie upozornenie: IBA PRE KRAJINU S OZNAČENÍM CE

en: All characteristics of these devices are summarized below :

Reference	Port/catheter material	Dead volume of port	Dead volume of catheter/cm	Implantation route	Possible implantation techniques
BT301P	Polysulphone / PUR	0.50 ml	0.015 ml	Venous	Surgical
BT305P	Polysulphone / PUR	0.25 ml	0.015 ml	Venous	Surgical

	Recommended maximum flow rates (mL/s)* (1)											
	Contrast media at 37°C (98,6°F) (3)											
	Viscosity 5.8 mPa.s (cP)** (4)			Viscosity 11.4 mPa.s (cP)** (5)			Viscosity 5.8 mPa.s (cP)** (4)			Viscosity 11.4 mPa.s (cP)** (5)		
	Surecan® Safety II			Surecan® Safety II			Winged/Angled Surecan (7)			Winged/Angled Surecan (7)		
	22G	20G	19G	22G	20G	19G	22G	20G	19G	22G	20G	19G
BT301P (2,1 x 1,4 mm)	2	5	7	1	4	6	2	5	6	2	4	6
BT305P (2,1 x 1,4 mm)	2	5	8	1	4	5	2	4	6	2	3	4

*With a catheter of 20 cm (2)
**Or any contrast media with a similar viscosity at 37°C (6)

en: Translations: see page 111-112-113. NEW. All characteristics of these devices are summarized below.
fr: Traductions : voir page 111-112-113. NOUVEAU. Toutes les caractéristiques de ces dispositifs sont résumées ci-dessous.
de: siehe : seite 111-112-113. NEU. Alle Eigenschaften dieser Produkte sind untenstehend zusammengefasst.
es: Traducción: ver página 111-112-113. NUEVO. Todas las características de este dispositivo están resumidas a continuación.
it: Traduzioni: vedere a pagina 111-112-113. NUOVO. Tutte le caratteristiche di questi dispositivi sono riassunte di seguito.
sv: Översättningar: Se sidan 111-112-113. Ny. Alla egenskaper hos dessa produkter sammanfattas nedan.
pt: Traduções: consulte a página 111-112-113. NOVO. Todas as características dos dispositivos são sumarizadas nos quadros seguintes.
nl: Vertalingen: zie pagina 111-112-113. NIEUW. Alle eigenschappen van deze producten zijn hieronder opgesomd.
no: Oversettelser: se side 111-112-113. NYTT. Alle egenskaper til disse produktene er listet nedenfor.
da: Oversættelse: se side 111-112-113. NYHED. Alle egenskaber for disse produkter er opsummeret hereunder.
fi: Käännös: katso sivu 111-112-113. UUTUUS. Yhteenveto näiden laitteiden ominaisuuksista löytyy alla.
pl: Tłumaczenia: patrz strona 111-112-113. NOWOŚĆ. Pełna charakterystyka tych urządzeń w podsumowaniu poniżej.
el: Μεταφράσεις: Βλέπε σελίδα 111-112-113. ΝΕΟ. Όλα τα χαρακτηριστικά των συσκευών αυτών συνομίζονται παρακάτω.
tr: Çeviriler : Sayfa 111-112-113'e bakınız. YENİ. Bu ürün ile ilgili tüm özellikler aşağıda özetlenmiştir.
cs: Překlady: viz str. 111-112-113. NOVÉ. Všechny vlastnosti těchto zdravotnických prostředků jsou uvedeny níže.
ro: Pentru traducere consultați pagina 111-112-113. NOU. Toate caracteristicile acestui dispozitiv sunt descrise mai jos.
bg: Превод: моля виж стр. 111-112-113. НОВО. Всички характеристики на тези изделия са обобщени по-долу.
et: Tõlked : vt. lk. 111-112-113. UUS. Seadmete kõik omadused kokkuvõtvalt allpool.
hu: fordítás: lásd a 111-112-113 oldalon. ÚJ. A terméknek jellemzőinek összefoglalása.
lt: vertimų žiūrėkite psl. Nr.111-112-113. Naujiena. Žemiau yra apibendrinami visų šių prietaisų požymiai.
sk: Preklady: vid' str. 111-112-113. NOVÉ. Všetky vlastnosti týchto zdravotnických prostriedkov sú uvedené dole.

A0555 Ed01 (10/2013)

en: Special Attention

CT Marking of Epoxy Access Ports

Contrast Enhanced Computerized Tomography (CECT) – refer to I – Indications

The following venous access ports are marked with “CT” to indicate compatibility with power injection. This marking is visible on X-ray. Please refer to page 109 for recommended maximum flow rates (mL/sec).

Paediatric	Small / Double	Standard / Double
Babyport®	STL205P, STR205P	ST201C
Babyport® PC	T/ST205, STL205F, STR205F	T/ST201F
Brachial	ST215	ST201F ECG
Brachial L, Brachial R	ST205F ECG	T/ST201, STL201L, STR201L
Babyport® S	ST205ECG	ST201ECG
	ST405L	ST201H, STL201H, STR201H
		ST201G
		ST201P
		ST401L

fr: Attention spéciale : **Marquage CT pour les chambres implantables en époxy** — Tomographie par ordinateur avec injection de contraste – Merci de vous référer à la partie I – Indications. Les chambres implantables suivantes ont un marquage “CT” pour indiquer la compatibilité avec la haute pression. Ce marquage est visible aux rayons X (radiographie). Merci de vous référer à la page 109 pour les débits maximum recommandés (ml/sec). Pédiatrique – Petite / Double – Standard / Double.

de: Besondere Aufmerksamkeit: **CT Markierung der Epoxy Access Ports** — Kontrastmittel unterstützte Computertomographie (CECT) – siehe I – Anwendungsgebiete. Die folgenden venösen Portkatheter-Systeme sind mit “CT” markiert um die Kompatibilität mit Hochdruckinjektionen anzuzeigen. Diese Markierung ist im Röntgenbild sichtbar. Bitte beachten Sie Seite 109 für die empfohlenen maximalen Flussraten (ml/s). Paediatrisch – Klein / Doppelport – Standard / Doppelport.

es: Atención especial: **Marca CT en los Reservorios de Acceso Epoxy**. — Tomografía Computerizada con Realce de Contraste (CECT) – consulte I- Indicaciones. Los siguientes reservorios de acceso venoso están marcados con las letras “CT” indicando la compatibilidad de los mismos con la inyección a alta presión / alta velocidad de flujo. Esta marca es visible a través de rayos X. Por favor, consulte la tabla de la página 109 para verificar los flujos máximos recomendados. Pediátrico – Bajo perfil / Doble – Estándar / Doble.

it: Prestare particolare attenzione: **Marchio CT sui Port in Resina Epossidica** — Tomografia Computerizzata con mezzo di contrasto (TAC con mezzo di contrasto) – fare riferimento al paragrafo “I – Indicazioni”. I seguenti codici di port venosi sono stati contrassegnati con il marchio “CT” per indicarne la compatibilità con iniezioni ad alta pressione. Tale marchio è visibile ai Raggi X. Prego fare riferimento alla pagina 109 per indicazioni sui tassi di flusso massimi raccomandati (mL/sec). Versione pediatrica – Basso profilo / Doppio – Standard / Doppio.

sv: OBSERVERA! **CT Märkning av Celsite® injektionsportar (Epoxy Portar)** — KONTRASTFÖRSTÄRKT DATORTOMOGRAFI – se I - Indikationer. Följande venösa injektionsportar är markerade med «CT» för att indikera kompatibilitet med högttrycksinjektioner. Denna märkning syns på röntgen. Se sid 109 för rekommenderade maximala flödesastigheter (ml / sek). Paediatric – Liten / Dubbel – Standard / Dubbel.

pt: Nota especial: **Marca CT nos Access Ports em epóxido** — Tomografia de Contraste Computorizada – refere a I - Indicações. Os seguintes catéteres totalmente implantáveis contêm a marca CT para indicar a sua compatibilidade com injeção a alta pressão. Esta marca é visível com RX. Por favor consulte a página 109 para taxas de fluxo máximas recomendadas (mL/seg). Pediátrico – Pequeno/Duplo – Standard/ Duplo.

zh: 特殊申明: **环氧树脂植入式给药装置的CT标志** — 增强计算机层析成像 (CECT) – 参考 I – 适应症。以下静脉型植入式给药装置都标有“CT”标志来表示可进行高压注射的兼容性。此标志在X-射线下可见。请参阅第109页上的推荐的最大流速 (毫升/秒)。儿童型 – 小药盒 / 双腔药盒 – 标准药盒 / 双腔药盒。

ru: Особое внимание. **Обозначение CT на эпоксидных имплантируемых портах** — Компьютерная томография(КТ-исследование) с контрастированием см. I- Показания. Следующие порты для венозного доступа имеют обозначение «CT» и совместимы для введения контрастного вещества под давлением. Это обозначение видно при рентген-визуализации. Пожалуйста, обратитесь к стр.109 для уточнения рекомендуемой скорости введения контраста (мл/сек). Детский – Малый / Двойной – Стандартный / Двойной.

nl: Let op! **Epoxy port systemen met ‘CT’-markering** — Contrast Enhanced Computerized Tomography (CECT) – zie I – Indicaties. De volgende veneuze Celsite Port systemen zijn gemarkeerd met ‘CT’ om aan te geven dat deze geschikt zijn voor hogedrukinjecties. Deze markering is zichtbaar op röntgen. Op pagina 109 treft u het overzicht met de aanbevolen maximale injectiesnelheden (ml/s) aan. Kinderen – Klein/Dubbel – Standaard/ Dubbel.

no: OBS: **CT merking av Epoxy Veneport** — Kontrastforsterkende, datastyrt tomografi– med referanse til I- Indikasjoner. Følgende veneporter er merket med “CT” for å betegne kompatibilitet med høytrykksinjeksjon. Denne merkingen er synlig på røntgen. Vennligst se side 109 for anbefalt, maksimal strømningshastighet (ml/sek.). Pediatrisk – Liten/Dobbel – Standard/Dobbel.

da: Vær opmærksom på: **CT mærkning af Access Ports** — Contrast Enhanced Computerized Tomography (CECT) – refererer til I – Indikationer. Nedenstående vene port er mærket med “CT” for at indikere kompatilitet med power injektion. Denne markering er synlig på røntgen. Se venligst på side 109 for anbefalede maximum flow rates (mL/sec). Pædiatrisk – Lille / Dobbel – Standard / Dobbel.

fi: Erityistä huomioitavaa: **CT merkintä Epoxy -laskimoporteissa** — CECT. Alla luettelluissa laskimoporteissa on merkintä “CT”, joka viittaa siihen, että portit soveltuvat korkeapaineinjektiointiin. Tämä merkintä näkyy röntgenissä. Katso sivun 109 suositukset maksimivirtausnopeuksista (ml/s). Pediatrinen – Pieni/Tupla – Standard/Tupla.

pl: Ważna uwaga: **Oznakowanie CT portów dostępu Epoxy** — Podanie kontrastu pod wysokim ciśnieniem w tomografi komputerowej (CECT) - dotyczy I - Wskazania. Następujące porty dostępu żylnego są oznaczone znakiem «ct» w celu potwierdzenia, iż można je użyć do podania kontrastu pod wysokim ciśnieniem. Znak ten jest widoczny w promieniowaniu RTG. Na stronie 109 znajdują się zalecane maksymalne predkości przepływu (ml / s). Pediatryczny – Mały/Podwójny – Standardowy/Podwójny.

el: Ειδική Προσοχή: **Σήμανση Αξονικής Τομογραφίας για τα συστήματα τιμπάνου – καθετήρα από εποξική ρητίνη** — Αξονική τομογραφία με έγχυση σκιαγραφικού (CECT) – αναφορά σε E – ενδείξεις. Τα ακόλουθα συστήματα έγχυσης καθετήρα – τιμπάνου φέρουν την ένδειξη “CT” προκειμένου να υποδειχθεί η συμβατότητά τους με τη δυναμική έγχυση σκιαγραφικού. Η σήμανση αυτή είναι ακτινοσκιερή. Παρακαλώ ανατρέξτε στη σελίδα 109 για τις προτεινόμενους μέγιστους ρυθμούς ροής (mL/sec). Παιδιατρικά – Χαμηλό προφίλ / Διπλό – Κανονικού προφίλ / Διπλό.

tr: Özel Dikkat: **CT işaretli Epoxy Akses Portlar** — Contrast Enhanced Computerized Tomography (CECT) – Kontras Geliştirilmiş Bilgisayarlı Tomografi – “I-Endikasyonlar”a bakınız. Aşağıdaki tabloda yer alan venöz akses portlar, basınçlı enjeksiyona uygun olduklarını belirlemek için “CT” ile işaretlenmiştir. Bu işaret x-ray de görünür. Önerilen maksimum akış hızları (ml/sn) için lütfen sayfa 109’a bakınız. Pediatrik – Küçük / Double – Standart / Double.

cs: Zvláštní upozornění: **Označení epoxidových implantabilních portů pro CT** — Kontrastní počítačová tomografie (CECT) – viz I – Indikace. Niže uvedené žilní implantabilní porty jsou označeny písmeny „CT“, což znamená kompatibilitu s vysokotlakou injekcí. Toto označení je viditelné při RTG. Doporučené maximální průtoky (ml/s) viz strana 109. Pediatrické – Malé / Dvojité – Standardní / Dvojité.

ko: 유의사항: **에폭시 에세스 포트의 컴퓨터 단층촬영 마킹** — 대비색이 강화된 컴퓨터 단층촬영 - 보철 적용 관련. 다음 정책 에세스 포트는 고압주입에 적합함을 알리기 위해 “CT” 라고 표기되어 있습니다. 이 표기는 엑스선에서도 식별이 가능합니다. 109쪽에 나와있는 최대 권장 유율 (mL/sec)을 참고하세요. 소아과 – 스몰/더블 – 스탠다드/더블.

vi: Lưu ý đặc biệt: **Đánh dấu chụp CT của Epoxy Access Ports** — Chụp CT có cản quang (CECT) – tham khảo I – những chỉ định. Access ports sau đây được đánh dấu “CT” cho biết liều lượng tiêm phù hợp. Việc đánh dấu này nhìn thấy trên X-quang. Vui lòng tham khảo trang 109 để xem tốc độ dòng chảy (mL/giây). Trẻ em – Loại nhỏ / 02 buồng – Loại chuẩn/ 02 buồng.

ro: Atenționare specială: **Marcaj CT pentru Epoxy Access Ports** — Computer tomograf cu substanță de contrast – consultați Cap. I – Indicații. Următoarele catetere pentru acces venos sunt marcate “CT” pentru a indica compatibilitatea cu injectarea sub presiune înaltă. Acest marcaj poate fi vizualizat sub raze X. Consultați pagina 109 pentru ratele de debit maxim recomandate (ml/ sec). Pediatrică – Dimensiune mică/ Dublu port – Standard/ Dublu port.

bg: Моля обърнете внимание: **CT маркиране на портове за достъп от епоксидна смола** — Контрастна подсилена компютърна томография (CECT) – вижте I – Показания. Следните портове за венозен достъп са маркирани с „CT” за означаване съвместимост с приложение на инжектор за контрастно вещество. Тази маркировка се вижда на рентген. Моля, вижте страница 109 за препоръчвани максимални скорости на вливане (mL/sec). Педиатрични – Малки / Двойни – Стандартни / Двойни.

et: Tähelepanu: **Epoksiidportide CT märgistus** — Kontrastaineaga Kompuutertomograafia (CECT) – vt I- Näidustused. Alljärgnevad venoossed portid on märgistatud “CT” tähisega, et viidata sobivusele suure rõhu all süstimiseks. Märgistus on röntgenkirgusega nähtav. Soovituslikud maksimaalsed voolukiirused (ml/sek) vt lk. 109. Pediaatriline – Väike / kaheosaline – Standard / kaheosaline.

hu: Speciális figyelemztető: **CT jelölés az Epoxy Access Porton** — Kontrasztanyag adagolás Computer Tomográfához (CECT) – ajánlás – Indikáció. Az alábbi vénás portok “CT” felirattal jelölve, amely azt jelenti, hogy a port alkalmas az anyag nagynyomású befecskendezésére. Ezen jelzés Rtg. árnýékot ad. Kérjük olvassa el a 109. oldalon található maximális áramlási sebességről szóló ajánlást (mL/sec). Gyermek – Kicsi / Dupla – Normál / Dupla.

lt: Ypatingas dėmesys: **Epoksidinių „port“ tipo kateterių ženklinimas KT žymekliu** — Kompiuterinė tomografija naudojant kontrastinę medžiagą (KT)-prašome žiūrėti skyrių Nr.1 – Indikacijos. Žemiau išvardinti veniniai “port” tipo kateteriai turi “CT” žymekli, kuris nurodo jų tinkamumą atlikti aukšto spaudimo injekcijas. Šis žymeklis yra rentgenokontrastinis. Prašome žiūrėkite psl. Nr.109, kuriame yra nurodytos maksimalios leidžiamos srovės tėkmės (mL/s). Pediatriniai – Maži/Dvigubi – Standartiniai/Dvigubi.

sk: Zvláštnie upozornenie: **Označenie epoxidových implantabilných portov pre CT** — Kontrastná počítačová tomografia (CECT) – vid’ I – Indikácie. Žilné implantabilné porty, ktoré sú uvedené nižšie, sú označené písmenami „CT“, ktoré znamenajú kompatibilitu s vysokotlakou injekciou. Toto označenie je viditeľné pri RTG. Odporúčané maximálne prietoky (ml/s) vid’ stranu 109. Pediatrické – Malé / Dvojité – Štandardné / Dvojité.

en : Reference (A)	Port/catheter material (B)	Dead volume of port (C)	Dead volume of catheter/cm (D) *	Implantation routes (E)	Possible implantation techniques (F)
Celsite®					
ST301V ST305V	Polysulphone (5)/Silicone (6)	0,50 mL 0,25 mL	0,018 mL	Venous (11)	Seldinger (12)
ST401L (double lumen) (1) ST405L (double lumen) (1)	Epoxy Resin (7)/Silicone (6)	0,50 mL x 2 0,25 mL x 2	0,013 mL	Venous (11)	Seldinger (12)
T201F, ST201F, ST201F ECG T301F ST301F, ST311F T305, ST305, ST315 T205, ST205, ST215 ST205F ECG	Epoxy Resin (7)/Silicone (6) Polysulphone (5)/Silicone (6) Polysulphone (5)/Silicone (6) Polysulphone (5)/Silicone (6) Epoxy Resin (7)/Silicone (6) Epoxy Resin (7)/Silicone (6)	0,50 mL 0,50 mL 0,50 mL 0,25 mL 0,25 mL 0,25 mL	0,008 mL	Venous (11)	Surgical (13), Seldinger (12) Surgical (13) Seldinger (12) Surgical (13), Seldinger (12) Surgical (13), Seldinger (12) ECG (14)
T202F (arterial) (2) T302 (arterial) (2)	Epoxy Resin (7)/Silicone (6) Polysulphone (5)/Silicone (6)	0,50 mL	0,008 mL	Arterial (2)	Surgical (13)
ST201G ST301G	Epoxy Resin (7)/Silicone (6) Polysulphone (5)/Silicone (6)	0,50 mL	0,02 mL	Venous (11)	Seldinger (12)
T301H, ST301H, ST311H ST305H ST201H	Polysulphone (5)/PUR (8) Polysulphone (5)/PUR (8) Epoxy Resin (7)/PUR (8)	0,50 mL 0,25 mL 0,50 mL	0,02 mL	Venous (11)	Surgical (13), Seldinger (12)
T201, ST201 T301, ST301, ST311 ST201ECG ST205ECG T305XL, ST305L, ST315L	Epoxy Resin (7)/Silicone (6) Polysulphone (5)/Silicone (6) Epoxy Resin (7)/Silicone (6) Epoxy Resin (7)/Silicone (6) Polysulphone(5)/Silicone (6)	0,50 mL 0,50 mL 0,50 mL 0,25 mL 0,25 mL	0,01 mL	Venous (11)	Surgical (13), Seldinger (12) Surgical (13), Seldinger (12) ECG (14) ECG (14) Surgical (13), Seldinger (12)
ST201C ST301C ST301OTW	Epoxy Resin (7)/PUR (8) Polysulphone (5)/PUR (8) Polysulphone (5)/PUR (8)	0,50 mL	0,01 mL	Venous (11)	Seldinger (12), Braunule (18) Over-the-Wire (15)
ST301M, ST305M	Polysulphone(5)/Silicone (6)	0,50 mL	0,01 mL	Venous (11)	Braunule (18)
ST305C Brachial	Polysulphone (5)/PUR (8) Epoxy Resin (7)/PUR (8)	0,25 mL 0,15 mL	0,01 mL	Venous (11)	Seldinger (12), Braunule (18) Seldinger (12), Over-the-Wire (15)
T301P, ST301P ST201P ST305P	Polysulphone (5)/PUR (8) Epoxy Resin (7)/PUR (8) Polysulphone (5)/PUR (8)	0,50 mL 0,50 mL 0,25 mL	0,015 mL	Venous (11)	Surgical (13), Seldinger (12) Seldinger (12) Seldinger (12)
T203J (peritoneal) (3) DRAINAPORT T203J-1 (pleural/peritoneal) (4)	Epoxy Resin (7)/Silicone (6)	0,50 mL	0,053 mL	Peritoneal (3) Pleural/Peritoneal (4)	Seldinger (12), Surgical (13)
Babyport®/Babyport® PC Babyport® S	Epoxy Resin (7)/PUR (8) Epoxy Resin (7)/Silicone (6)	0,15 mL	0,005 mL 0,011 mL	Venous (11)	Seldinger (12)
ST304-19G	Polysulphone (5) PUR (7)/Polyamide (9)	0,33 mL	PUR 0,003 mL PA 0,003 mL	Intrathecal (16) Epidural (17)	Intrathecal (16) Epidural (17)
ST304-20G	Polysulphone (5) PUR (7)/Polyamide (9)	0,33 mL	PUR 0,002 mL PA 0,002 mL	Intrathecal (16) Epidural (17)	Intrathecal (16) Epidural (17)
Celsite® Discreet					
STL201L, STR201L	Epoxy Resin (7)/Silicone (6)	0,50 mL	0,01 mL	Venous (11)	Seldinger (12)
STL205F, STR205F	Epoxy Resin (7)/Silicone (6)	0,25 mL	0,008 mL	Venous (11)	Seldinger (12)
STL201H, STR201H	Epoxy Resin (7)/PUR (8)	0,50 mL	0,02 mL	Venous (11)	Seldinger (12)
STL205P, STR205P	Epoxy Resin (7)/PUR (8)	0,25 mL	0,015 mL	Venous (11)	Seldinger (12)
Brachial L, Brachial R	Epoxy Resin (7)/PUR (8)	0,15 mL	0,01 mL	Venous (11)	Seldinger (12) Over-the-Wire (15)
Celsite® Concept					
T501F, ST501F ST505	Polysulphone (5)+ silicone (6)/Silicone (6)	0,50 mL 0,25 mL	0,008 mL	Venous (11)	Surgical (13), Seldinger (12) Seldinger (12)
ST501G	Polysulphone (5)+ silicone (6)/Silicone (6)	0,50 mL	0,02 mL	Venous (11)	Seldinger (12)
ST501H ST505H	Polysulphone (5) + silicone (6)/PUR (8)	0,50 mL 0,25 mL	0,02 mL	Venous (11)	Seldinger (12)
T501, ST501 ST505L	Polysulphone (5) + silicone (6)/Silicone (6)	0,50 mL 0,25 mL	0,01 mL	Venous (11)	Surgical (13), Seldinger (12) Seldinger (12)
ST501C	Polysulphone (5) + silicone (6)/PUR (8)	0,50 mL	0,01 mL	Venous (11)	Seldinger (12), Braunule (18)
Celsite® IMPLANTOFIX					
04438604, 04438620, 04430263	Polysulphone (5)/PUR (8)	0,33 mL	0,01 mL	Venous (11)	Seldinger (12), Over-the-Wire (15) Braunule (18) Surgical (13)
04438817	Polysulphone (5)/PUR arterial, open tip with two suture beads (10)	0,33 mL	0,01 mL	Arterial (2)	Surgical (13)
04438647, 04438663, 04433521	Polysulphone (5)/PUR (8)	0,08 mL	0,01 mL	Venous (11)	Seldinger (12), Over-the-Wire (15) Braunule (18) Surgical (13)
04438704 04438747	Polysulphone (5)/Silicone (6)	0,33 mL 0,08 mL	0,011 mL	Venous (11)	Seldinger (12)
Celsite® InterVentional with Anthron® catheter					
CR301-A5 CR301-A6	Polysulphone (5)/PUR (8)	0,50 mL	0,01 mL	Venous (11)	Seldinger (12)
R305-A5NT, R305-A5ST CR305-A5 CR305-A6	Polysulphone (5)/PUR (8)	0,25 mL	0,01 mL	Arterial (2) Venous (11) Venous (11)	Percutaneous (19) Seldinger (12) Seldinger (12)

*en: to determine the priming volume of the port / catheter, multiply the catheter length by the dead volume of the catheter and add the dead volume of the port.
fr: pour déterminer le volume d'amorçage de la chambre / du cathéter, multiplier la longueur du cathéter par le volume mort du cathéter et ajouter le volume mort de la chambre.
de: Um das 'Priming Volume' von Acces Port / Katheter zu bestimmen, multiplizieren Sie die Katheterlänge mit dem Totvolumen des Katheters und rechnen Sie das Totvolumen des Acces Ports hinzu.
es: determinar el volumen de carga del reservorio/catéter, multiplicar la longitud del catéter por el volumen muerto del catéter y añadir el volumen muerto del reservorio.
it: per determinare il volume di riempimento del port /catheter, moltiplicare la lunghezza del catetere per lo spazio morto del catetere stesso ed aggiungere lo spazio morto del port.
sv: Bestäm portens/kateterens flödesvolyom genom att multiplicera kateterens längd med kateterens dödvolyom och lägga till portens dödvolyom.
pt: para determinar o volume de preenchimento do porte/catheter, multiplique o comprimento do cateter pelo volume morto do cateter e acrescente o volume morto do porte.
zh: 插管长度乘插管死腔再加输液壶死腔, 可确定输液壶/插管的吸入容量。
ru: Для определения заливаемого объема порта/катетера следует умножить длину катетера на остаточное пространство катетера и прибавить остаточный объем порта.
nl: om het volume van de port/katheter te bepalen vermenigvuldig de lengte vna het dode volume van de katheter en voeg het dode volume van de port toe.
no: for å bestemme portens/kateterets primingvolum, multipliser kateterets lengde med kateterets dødvolum og tilføy portens dødvolum.
da: for at bestemme portens/kateterets spæde-volumen skal man gange kateterets længde med kateterets dødvolumen og tilføje portens dødvolumen.
fi: Portin/katetrin alku täytön määrättämiseksi on katetrin pituus kerrottava katetrin tyhjällä tilavuudella ja tähän on lisättävä portin tyhjä tilavuus.
pl: dla określenia podstawowej objętości portu / cewnika, należy pomnożyć długość cewnika przez objętość martwego cewnika i dodać objętość martwego portu.
el: για να καθορίσετε τον όγκο πλήρωσης του καθετήρα/κώδυνα, πολλαπλασιάστε το μήκος του καθετήρα επί του νεκρού όγκου του καθετήρα και προσθέστε τον νεκρό όγκο του κώδυνα.
tr: Port / kateterin dolun hacmini belirlemek için, kateter uzunluğunu kateterin ölü hacmi ile çarpın ve portun ölü hacmini ilave edin.
cs: k určení přičiného objemu portu / kátrůu vynásobte délku kátrůu mrtvým prostorem kátrůu a přičítejte mrtvý prostor portu.
th: เพื่อหาขนาด priming volume ของช่องทางเข้าถึง/สายสวน ให้คูณความยาวสายสวนด้วย dead volume ของสายสวนและบวกด้วย dead volume ของช่องทางเข้าถึง
ko: 포트/카테터의 충전량을 구하려면, 카테터 길이에 카테터 사망용적을 곱하고 여기에 포트 사망용적을 더한다.
vi: để xác định dung lượng mồi của ống/ ống thông, nhân chiều dài của ống thông với dung lượng chết của ống thông và cộng thêm khối lượng chết của ống.
ro: Pentru a determina volumul de primare a portului/cateterului, multiplicați lungimea cateterului cu volumul mort al cateterului și adăugați volumul mort al portului.
bg: За да определите първоначалния обем на порта /катетъра, умножете дължината на катетъра по мъртвия обем на катетъра и добавете мъртвия обем на порта.
et: Pordi/kateetri praimimisemahu arvutamiseks korrutage kateetri pikkus kateetri tühihahuga ja liitke pordi tühihahut.
hu: a katéter/port behelyezési méretének meghatározásához többszörözze meg a katéter hosszúságát a katéter holt térfogatával és adja hozzá a port holt térfogatát
lt: kad apskaičiuotumėte porto/kateterio užpildymo tūrį, padauginkite kateterio ilgį iš kateterio nenaujingo tūrio ir pridėkite porto nenaujingą tūrį.
sk: k určení príčiného objemu portu / kátrůu vynásobte dĺžku kátrůu mrtvým priestorom kátrůu a pripočítajte mrtvý priestor portu.




Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D




Fig. E



Fig. F




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17

en: Fig.
fr: Illustration
de: Abb.
es: Fig.
it: Fig.
sv: Fig.
pt: Fig.

zh: 图
ru: Рис.
nl: Fig.
no: Fig.
da: Fig.
fi: kuva
pl: Rys.

el: Εικ.
tr: Şek.
cs: Obr.
th: รูป
ko: 그림
vi: Hình
ro: Fig.

bg: Фиг.
et: Joon.
hu: ábra
lt: Pav.
sk: Obr.



en - Do not re-use
fr - Ne pas réutiliser
de - Nicht wiederverwenden
es - Un solo uso
it - Non riutilizzare
sv - För engångsbruk
pt - Não reutilizar
zh - 不要重复使用
ru - Не использовать повторно
nl - Niet hergebruiken
no - Skal ikke gjenbrukes
da - Engangs
fi - Kertakäyttöinen
pl - Jednorazowego użytku
el - Μην επαναχρησιμοποιείτε
tr - Tekrar kullanmayın
cs - K jednorázovému použití
th - ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำ
ko - 단일사용(일회용)
vi - Không sử dụng lại
ro - A nu se refolosi
bg - Да не се използва повторно
et - Ühekordselt kasutatav seade
hu - Egyszerhasználatos
lt - Vienkartinio naudojimo
sk - K jednorazovému použití



en - Do not resterilize
fr - Ne pas restériliser
de - Nicht erneut sterilisieren
es - No re-esterilizar
it - Non risterilizzare
sv - Får ej omsteriliseras
pt - Não re-esterilizar
zh - 不要重新消毒
ru - Не стерилизовать повторно
nl - Niet hersteriliseren
no - Skal ikke re-steriliseres
da - Må ikke resteriliseres
fi - Älä sterilo uudelleen
pl - Nie resterilizować
el - Μην επαναστεριάζετε
tr - Tekrar sterilize etmeyiniz
cs - Nesterilizujte
th - ห้ามนำกลับมา ทำใหม่ปราศจาก เชื้อซ้ำ
ko - 재멸균금지
vi - Không tiệt trùng lại
ro - A nu se reesteriliza
bg - Да не се стерилизира повторно
et - Mitte risteriliseerida
hu - Nem sterilizethő újra
lt - Negalima sterilizuoti kartotiniai
sk - Nesterilizujte



en - Keep away from rain
fr - Craint l'humidité
de - Trocken aufbewahren
es - Mantener alejado de la lluvia
it - Tenere all'asciutto
sv - Får ej utsättas för regn
pt - Manter em local seco
zh - 避免雨淋
ru - Защищать от дождя
nl - Droog en vochtvrij bewaren
no - Holdes unna regn
da - Opbevares tørt
fi - Suojaa kosteudelta
pl - Chronić przed deszczem
el - Κρατείστε το μακριά από τη βροχή
tr - Yağmurdan uzak tutunuz
cs - Chráněte před deštěm
th - ภาชนะรักษา ไม้ควรให้เปียกน้ำ
ko - 건조유지
vi - Tránh mưa
ro - Pastrati in locuri uscate/fara umezela
bg - Да се пазят от дъжд
et - Hoia kuivas
hu - Szóraz helyen tárolandó
lt - Saugoti nuo lietaus
sk - Chránite pred daždom



en - MR Conditional
fr - Compatible sous conditions avec la RM
de - Bedingt MR sicher
es - RM-condicional
it - Compatibilità condizionale con RM
sv - MR-säkert under vissa förutsättningar
pt - Compatibilidade condicional com RM
zh - MR有条件
ru - Условно совместимо с МР
nl - MR voorwaardelijk
no - MR betinget
da - MR betinget
fi - Ehdollinen MRI yhteensopivuus
pl - Warunkowy dla MR
el - Κατάλληλο να μην πάθει τομαρρασία από κατάλληλος συνθήκες
tr - MR Koşullu
cs - Lze používat při magnetické rezonanci podmíněně
th - เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้ใน MR
ko - MR 환경에 따라 사용가능
vi - Chỉ an toàn trong một số môi trường Cộng hưởng từ
ro - A se folosi cu precizie în RMN
bg - Подливя се при магнитен резонанс
et - MR Conditional
hu - MR-el használható
lt - Dėmesio, atsargiai naudoti MR aplinkoje
sk - Možno používať pri magnetickes rezonanci s podmienkou



en - Keep away from sunlight
fr - Conserver à l'abri de la lumière du soleil
de - Von Sonnenlicht fernhalten
es - Evitar el contacto directo con la luz solar
it - Tenere al riparo dalla luce
sv - Får ej utsättas för solljus
pt - Manter afastado da luz solar
zh - 避免阳光照射
ru - Защищать от солнечного света
nl - Niet in zonlicht plaatsen
no - Holdes unna sollys
da - Tåler ikke sollys
fi - Suojaa auringonvalolta
pl - Chronić przed słońcem
el - Κρατείστε το μακριά από το ηλιακό φως
tr - Güneş ışığından uzak tutunuz
cs - Nevystavujte slunečnímu záření
th - ภาชนะรักษา ควรหลีกเลี่ยงจาก การถูกแสงแดด
ko - 햇빛을 피하세요
vi - Tránh ánh nắng
ro - Pastrati departe de razele solare
bg - Да се пазят от пряка слънчева светлина
et - Hoida otsese valguse eest
hu - Napfénytől távol tartandó
lt - Saugoti nuo saulės spindulių
sk - Nevystavujte slnečnému žiareniu



en - Do not use if package is damaged
fr - Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
de - Nicht verwenden, falls Verpackung beschädigt
es - No utilizar si el envase está dañado
it - Non utilizzare se la confezione è danneggiata
sv - Använd ej om förpackningen är skadad
pt - Não utilizar se a embalagem estiver danificada
zh - 如果包装损坏则不要使用
ru - Не использовать при повреждении упаковки
nl - Bij beschadigde verpakking het product niet gebruiken
no - Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet
da - Anvendes kun hvis emballagen er ubeskadiget
fi - Älä käytä jos pakkaus on vahingoittunut
pl - Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone
el - Μη το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση καταστραμμένης συσκευασίας
tr - Hasarlı ambalajları kullanmayın
cs - Nepoužívejte, je-li obal poškozen
th - ห้ามนำมาใช้งาน หากกล่องบรรจุภัณฑ์เกิดความเสียหาย
ko - 포장에 손상되면 사용하지
vi - Không sử dụng nếu bao bì bị hư hỏng
ro - Nu folositi daca ambalajul este deteriorat
bg - Да не се използва ако опаковката е повредена
et - Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud
hu - Sérülés mentes csomagolás használható
lt - Nenaudoti esant pažeistai pakuotei
sk - Nepoužívejte ak je obal poškodený



en - DEHP-free
fr - Sans DEHP
de - DEHP frei
es - Libre de DEHP
it - Privo di DEHP
sv - DEHP-fri
pt - Isento de DEHP
zh - 不含DEHP
ru - Не содержит ДЭПФ
nl - DEHP-vrij
no - Fri for DEHP
da - DEHP- fri
fi - Ei sisältä dehp
pl - Wolny od DEHP
el - Ελεύθερο DEHP
tr - DEHP içermez
cs - Neobsahuje DEHP
th - ไม่มีส่วนผสมของ ดีอีพีพี
ko - DEHP 무함유
vi - Không có DEHP
ro - Nu contine DEHP
bg - Не съдържа ди (2-етил-хексил)фталат
et - DEHP-vaba
hu - DEHP-mentes
lt - Be DEHP
sk - Neobsahuje DEHP



en - Caution, consult accompanying documents
fr - Attention, consultez les documents d'accompagnement
de - Achtung! Siehe beiliegende Dokumente
es - Atención, consultar documentación adjunta
it - Attenzione, consultare le istruzioni per l'uso
sv - Varning, konsultera medföljande dokument
pt - Atenção, consultar documentos incluídos
zh - 当心，查看所附文件
ru - Внимание! См. сопроводительные документы
nl - Let op, lees voor gebruik de bijsluiters
no - OBS! Slå opp i ledsagende dokumenter
da - Forsigtighed, se vedlagte dokumenter
fi - Lue käyttöohje
pl - Ostrzeżenie, sprawdź towarzyszące dokumenty
el - Προσοχή, διαβάστε τα συνοδευτικά έγγραφα
tr - Dikkat, ürün ile birlikte verilen dokümanlara bakınız
cs - Pozor, viz příložená dokumentace
th - ข้อควรระวัง ศึกษาวิธีการใช้เพิ่มเติมจากเอกสาร
ko - 주의, 사용 설명서를 보시오
vi - Thân trọng, xin tham khảo tài liệu kèm theo
ro - Atentie, consultati documentele insotitoare
bg - Внимание, прочетете съпътстващите документи
et - Ettevaatus! Lugege kasutusjuhendit
hu - Figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót
lt - Dėmesio, skaitykite pridedamus dokumentus
sk - Pozor, viď priložená dokumentácia

en - Latex-free
fr - Sans latex
de - Latex frei
es - Libre de látex
it - Privo di lattice
sv - Latexfri
pt - Isento de látex
zh - 不含乳胶
ru - Не содержит латекса
nl - Latexvrij
no - Utten latex
da - Latex-fri
fi - El sisältä lateksia
pl - Wolny od lateksu
el - Ελεύθερο Latex
tr - Latex içermez
cs - Neobsahuje latex
th - ไม่มีลาเทกซ์ เป็นส่วนประกอบ
ko - 라텍스 무함유
vi - Không có Latex
ro - Nu contine Latex
bg - Не съдържа латекс
et - Latexivaba
hu - Latex-mentes
lt - Be lateksu
sk - Neobsahuje latex

en - Sterilized using ethylene oxide
fr - Stérilisé en utilisant de l'oxyde d'éthylène
de - Sterilisation mit Ethylenoxid
es - Esterilización mediante Óxido de Etileno
it - Sterilizzato con Ossido di Etilene
sv - Steriliserad med ethylenoxid
pt - Esterilizado por óxido de etileno
zh - 采用环氧乙烷消毒
ru - Стерилизация при помощи оксида этилена
nl - Gesteriliseerd d.m.v. ethylenoxide
no - Sterilisert med etylen oksyd
da - Ethylenoxid steriliseret
fi - Sterilointimenetelmänä etyleenioksidit
pl - Sterylizowany przy użyciu tlenku etylenu
el - Αποστείρωση με αιθυλοξείδιο
tr - Etilen oksit ile sterilize edilmiştir
cs - Sterilizováno ethylenoxidem
th - การทำให้ปราศจากเชื้อ โดย ใช้อีทีเอซีไอไซด์
ko - 산화에틸렌을 사용하여 멸균
vi - Tiệt trùng bằng ethylene oxide
ro - Sterilizat cu oxid de etilena
bg - Стерилизирано с этиленов оксид
et - Steriliseeritud etüleenoksiidiga
hu - Ethylen-oxid-al sterilizált
lt - Sterilizuotas etileno oksidu
sk - Sterilizované ethylenoxidom

en - Batch code
fr - Numéro de lot
de - Chargencode
es - Número de lote
it - Numero di lotto
sv - Batchnummer
pt - Código de lote
zh - 批号
ru - Номер партии
nl - Batch
no - Batch (produksjonsserie) kode
da - Batch kode
fi - Eränumero
pl - Numer serii
el - Κωδικός партиδας
tr - Lot no
cs - Číslo šarže
th - หมายเลขของชุดที่ผลิต
ko - 제품번호
vi - Số lô
ro - Lot number
bg - Партиден номер
et - Partii nr
hu - LOT szám
lt - Serijos Nr.
sk - Číslo šarže



en - Date of manufacture
fr - Date de fabrication
de - Herstellungsdatum
es - Fecha de fabricación
it - Data di fabbricazione
sv - Tillverkningsdatum
pt - Data de fabrico
zh - 制造日期
ru - Дата изготовления
nl - Fabricagedatum
no - Produksjonsdato
da - Produktionsdato
fi - Valmistuspäivä
pl - Data produkcji
el - Ημερομηνία κατασκευής
tr - Üretim tarihi
cs - Datum výroby
th - วันที่ผลิต
ko - 제조일자
vi - Ngày sản xuất
ro - Data fabricării
bg - Дата на производство
et - Tootmise kuupäev
hu - Gyártási idő
lt - Pagaminimo data
sk - Datum výroby

en - Use by date
fr - A utiliser avant la date
de - Verwendbar bis
es - Fecha de caducidad
it - Data di scadenza
sv - Används före
pt - Utilizar até
zh - 有效期至
ru - Использовать до
nl - Exp. datum
no - Brukes innen
da - Anvendes inden
fi - Käytettäväksi ennen
pl - Data ważności
el - Ημερομηνία λήξης
tr - Son kullanma tarihi
cs - Použitelné do
th - วันหมดอายุ
ko - 유통기한
vi - Ngày đến hạn
ro - A se folosi inainte de
bg - Да се използва преди
et - Kasutada kuni
hu - Lejárati idő
lt - Sunaudoti ik
sk - Použitelné do

en - Catalogue number
fr - Numéro de catalogue
de - Katalognummer
es - Referencia
it - Codice catalogo
sv - Katalognummer
pt - Número de catálogo
zh - 目录编号
ru - Номер по каталогу
nl - Artikelnr.
no - Varenummer
da - Reference nr.
fi - Tuotenumero
pl - Numer katalogowy
el - Αριθμός κωδικού
tr - Katalog numarası
cs - Katalogové číslo
th - เลขที่ผลิตภัณฑ์
ko - 목록번호
vi - Mã hàng
ro - Numar de catalog
bg - Каталоген номер
et - Katalooginumber
hu - Katalógus szám
lt - Katalogo Nr.
sk - Katalógové číslo

en - Manufacturer
fr - Fabricant
de - Hersteller
es - Fabricante
it - Fabbricante
sv - Tillverkare
pt - Fabricante
zh - 制造商
ru - Производител
nl - Fabrikant
no - Fabrikant
da - Producent
fi - Valmistaja
pl - Producent
el - Οίκος κατασκευής
tr - Üretici
cs - Výrobce
th - ผู้ผลิต
ko - 제조사
vi - Nhà sản xuất
ro - Producator
bg - Производител
et - Tootja
hu - Gyártó
lt - Gamintojas
sk - Výrobca



- en - Standard size low profile port
- fr - Chambre profilée de taille standard
- de - Access-Port Flachprofil Standardgröße
- es - Reservorio de bajo perfil tamaño estándar
- it - Port a basso profilo di dimensioni standard
- sv - Port i standardstorlek med låg profil
- pt - Porte padrão de baixo perfil
- zh - 标准薄形药盒
- ru - Низкопрофильный порт стандартного размера
- nl - Standaard maat laag profil port
- no - Standard størrelse lavprofilport
- da - Standard str. for lavprofil-port
- fi - Standardikokoinen matala portti
- pl - rozmiar standardowy port niskoprofilowy
- el - Τύπανο κανονικού μεγέθους χαμηλού προφίλ
- tr - Standart ebattli düşük profilli port
- cs - Port standardní velikosti s nízkým profilem
- th - ช่องทางเข้าขนาดมาตรฐาน
- ko - 표준 크기 낮은 포트
- vi - Cổng nghiêng thấp kích thước tiêu chuẩn
- ro - Port standard cu profil jos
- bg - Стандартен размер на порт с нисък профил
- et - Standardsuuruses madala profiiliga port
- hu - Standard méretű, alacsony profilú port
- lt - Standartinio dydžio žemo profilio portas
- sk - Port štandardnej veľkosti s nízkym profilom



- en - Small size low profile port
- fr - Chambre profilée de petite taille
- de - Access-Port Flachprofil klein
- es - Reservorio de bajo perfil tamaño pequeño
- it - Port a basso profilo di piccole dimensioni
- sv - Liten port med låg profil
- pt - Porte pequeno de baixo perfil
- zh - 小号薄形药盒
- ru - Низкопрофильный порт малого размера
- nl - Kleine maat port laag profiel port
- no - Liten størrelse lavprofilport
- da - Lille str. for lavprofil-port
- fi - Pienikokoinen matala portti
- pl - rozmiar mały port niskoprofilowy
- el - Τύπανο μικρού μεγέθους χαμηλού προφίλ
- tr - Küçük ebattli düşük profilli port
- cs - Port malé velikosti s nízkým profilem
- th - ช่องทางเข้าขนาดเล็ก
- ko - 작은 크기 낮은 포트
- vi - Cổng nghiêng thấp kích thước nhỏ
- ro - Port mic cu profil jos
- bg - Малък размер на порт с нисък профил
- et - Väike madala profiiliga port
- hu - Kisméretű, alacsony profilú port
- lt - Mažo dydžio žemo profilio portas
- sk - Port malej veľkosti s nízkym profilom



- en - Mini size low profile port
- fr - Mini chambre profilée
- de - Access-Port Flachprofil mini
- es - Reservorio de bajo perfil tamaño mini
- it - Port a basso profilo di dimensioni mini
- sv - Miniport med låg profil
- pt - Mini porte de baixo perfil
- zh - 微型薄形药盒
- ru - Низкопрофильный порт сверхмалого размера
- nl - Mini maat laag profil port
- no - Mini størrelse lavprofilport
- da - Mini str. for lavprofil-port
- fi - Minikokoinen matala portti
- pl - rozmiar mini port niskoprofilowy
- el - Τύπανο mini μεγέθους χαμηλού προφίλ
- tr - Küçük - Mini ebattli düşük profilli port
- cs - Port velikosti mini s nízkým profilem
- th - ช่องทางเข้าขนาดเล็กมินิ
- ko - 미니 크기 낮은 포트
- vi - Cổng nghiêng thấp kích thước rất nhỏ
- ro - Miniport cu profil jos
- bg - Мини размер на порт с нисък профил
- et - Üliväike madala profiiliga port
- hu - Mini méretű, alacsony profilú port
- lt - Mini dydžio žemo profilio portas
- sk - Port veľkosti mini s nízkym profilom




- en - Standard size low profile double lumen port
- fr - Chambre double lumière profilée de taille standard
- de - Doppel-Lumen Access-Port Flachprofil Standardgröße
- es - Reservorio de doble lumen de tamaño estándar y bajo perfil
- it - Port con doppio lume a basso profilo di dimensioni standard
- sv - Dubbellumenport i standardstorlek med låg profil
- pt - Porte padrão de baixo perfil com duplo lúmen
- zh - 标准薄形双腔药盒
- ru - Низкопрофильный двухпросветный порт стандартного размера
- nl - Standaard maat laag profiel dubbel lumen port
- no - Standard størrelse lavprofil dobbellumenport
- da - Standard str. for lavprofil-port med dobbelt lumen
- fi - Standardikokoinen matala kaksoislumenportti
- pl - rozmiar standard port podwójny niskoprofilowy
- el - Τύπανο κανονικού μεγέθους χαμηλού προφίλ με διπλό αυλό
- tr - Standart ebattli düşük profilli çift lümenli port
- cs - Port standardní velikosti s nízkým profilem a s dvojitým lumen
- th - ช่องทางเข้าขนาดมาตรฐานชนิดมีสองทาง
- ko - 표준 크기 낮은 이중 내강 포트
- vi - Cổng lumen đôi nghiêng thấp kích thước tiêu chuẩn
- ro - Port standard cu profil jos și lumen dublu
- bg - Стандартен размер на порт с нисък профил и двоен отвор
- et - Standardsuuruses madala profiiliga kahekordse valendikuga port
- hu - Standard méretű, alacsony profilú, dupla lumenes port
- lt - Standartinio dydžio žemo profilio portas, dvigubo spindžio
- sk - Port štandardnej veľkosti s nízkym profilom a dvojitým lumenom



- en - Small size low profile double lumen port
- fr - Chambre double lumière profilée de petite taille
- de - Doppel-Lumen Access-Port Flachprofil klein
- es - Reservorio de doble lumen de tamaño pequeño y bajo perfil
- it - Port con doppio lume a basso profilo di piccole dimensioni
- sv - Liten dubbellumenport med låg profil
- pt - Porte pequeno de baixo perfil com duplo lúmen
- zh - 小号薄形双腔药盒
- ru - Низкопрофильный двухпросветный порт малого размера
- nl - Kleine maat laag profiel dubbel lumen port
- no - Liten størrelse lavprofil dobbellumenport
- da - Lille str. for lavprofil-port med dobbelt lumen
- fi - Pienikokoinen matala kaksoislumenportti
- pl - rozmiar mały port podwójny niskoprofilowy
- el - Τύπανο μικρού μεγέθους χαμηλού προφίλ με διπλό αυλό
- tr - Küçük ebattli düşük profilli çift lümenli port
- cs - Port malé velikosti s nízkým profilem a s dvojitým lumen
- th - ช่องทางเข้าขนาดเล็กมีสองทาง
- ko - 작은 크기 낮은 이중 내강 포트
- vi - Cổng lumen đôi nghiêng thấp kích thước nhỏ
- ro - Port mic cu profil jos și lumen dublu
- bg - Малък размер на порт с нисък профил и двоен отвор
- et - Väike madala profiiliga kahekordse valendikuga port
- hu - Kisméretű, alacsony profilú, dupla lumenes port
- lt - Mažo dydžio žemo profilio portas, dvigubo spindžio
- sk - Port malej veľkosti s nízkym profilom a dvojitým lumenom

Celsite®



B | BRAUN



B. Braun Medical
204, avenue du Maréchal Juin
BP 331
92107 Boulogne Cedex
FRANCE
Information :
Fax : 33 5 49 52 88 77
www.aesculap-extra.net

X1900-Ed08 (08/2013)

B | BRAUN

ENGLISH P 5-8

FRANÇAIS P 9-12

DEUTSCH P 13-16

ESPAÑOL P 17-20

ITALIANO P 21-24

SVENSKA P 25-28

PORTUGUÊS P 29-32

中文 P 33-36

РУССКИЙ P 37-40

NEDERLANDS P 41-44

NORSK P 45-48

DANSK P 49-52

SUOMI P 53-56

POLSKI P 57-60

ΕΛΛΗΝΙΚΑ P 61-64

TÜRKÇE P 65-68

CESKY JAZYK P 69-72

ภาษาไทย P 73-76

한국어 P 77-80

TIẾNG VIỆT P 81-84

ROMÂNĂ P 85-88

БЪЛГАРСКИ P 89-92

EESTI KEEL P 93-96

MAGYAR P 97-100

LIETUVIŲ KALBA P 101-104

SLOVENSKÝ P 105-108